



# GR EN

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ**  
**USER MANUAL : WALKERS**

**MOBIAK CARE®**  
M E D I C A L E Q U I P M E N T

**REF:**

**0806508**

**0807998**

**0809396**

**0806507**

**CE**

December 21

## Προοριζόμενη Χρήση:

Οι περιπατητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα για τις μετακινήσεις εντός και εκτός του σπιτιού.

## Συναρμολόγηση:

Οι περιπατητήρες παραδίδονται συναρμολογημένοι & έτοιμοι προς χρήση.

## Λοιπές Οδηγίες:

1. Για να διπλώσετε ή να ανοίξετε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιείτε τις λαβές ή το κουμπί (εφόσον διαθέτει).
2. Όταν χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε ο περιπατητήρας να μένει ακίνητος και να μη γλιστρά.
3. Όταν χρησιμοποιείται τον περιπατητήρα πρέπει να στηρίζετε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λαβή.

## Αποθήκευση & Μεταφορά:

Κλείστε και μαζέψτε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιώντας τις λαβές ή το κουμπί πριν την αποθήκευσή ή την μεταφορά του

## Συντήρηση & Καθαρισμός:

- Καθαρίζετε συχνά κάθε τμήμα του περιπατητήρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό.
- Στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.



## ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)**

Πριν χρησιμοποιήσετε τον περιπατητήρα **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι:

- Ο περιπατητήρας βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Οι ρόδες (εφόσον διαθέτει) είναι καλά στερεωμένες.
- Οι χειρολαβές είναι στο ίδιο ύψος και οι βίδες που τις στερεώνουν στο σκελετό είναι καλά σφιγμένες.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.
- Να καθαρίζετε τακτικά τον περιπατητήρα.
- Μην αφήνετε τον περιπατητήρα βρεγμένο.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στον περιπατητήρα χωρίς επίβλεψη



### **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθήστε. στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

### **Δήλωση Συμμόρφωσης:**

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

## ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

## ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως φρένα, παπουτσάκια και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

## Φόρμα Εγγύησης

### Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο : .....

Ημ/νία Αγοράς: .....S/N.....

LOT:.....Τηλέφωνο: .....

### Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία : .....

Διεύθυνση:.....

.....

Τηλέφωνο: .....

Σφραγίδα καταστήματος



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ  
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



### **Intended Use:**

The walkers can be used by people with limited mobility for travel within and outside the home.

### **Assembling:**

The walkers are delivered assembled & ready to use.

### **Further Instructions:**

1. To fold or unfold the walker, use the handles or the button (if available)
2. When using the walker for sitting or standing up push the handles down, securing that the walker will stand still and not slip.
3. When you get out of the walker must rely on both handles equally.  
Leaning only to one handle (without escort) can damage the handle.

### **Storage & Transportation:**

Close and fold the walker using the handles or button before storing or transporting it

### **Maintenance & Cleaning:**

- Clean each section of the walker frequently.
- Use only a cloth and mild soap on surfaces that need cleaning.
- Then use a clean cloth and dry well before using the product.
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

### **CAUTION (!):**

In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.

## **IMPORTANT (!)**

Before using the walker **MAKE SURE** that :

- The walker is in full extension and is locked in this position .
- The wheels (if available) are firmly fixed
- The handles are the same height and the screws that secure them on the frame are tight.
- There are no cracks or fractures in the frame.
- Regularly clean the walker.
- Do not let the walker wet.
- Do not let children near the walker without supervision



### **Environmental Protection:**

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the products' components.

### **Declaration of Conformity:**

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

**INCIDENT REPORTING:**

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides

**Warranty:**

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date.

The warranty covers factory defects & **DOES NOT** cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also **DOES NOT** cover the parts that can wear out during use or over time.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty.

**Warranty Claim Form**

**Buyers Data**

**Name:** .....

**Date of purchase:** ..... **S/N**.....

**LOT:**..... **Phone:** .....

**Resellers Data**

**Name :**  
.....  
.....

**Address:**.....  
.....

**Phone:** .....

**Reseller Stamp**



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ  
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com








MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### TECHNICAL FEATURES

1. Σκελετός αλουμινίου  
Aluminum Frame
2. Πτυσσόμενος  
Foldable
3. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  
Height Adjustable
4. Παπουτσάκι πλαστικό Γκρι κωδ:0809553  
Ferrule Rubber Tip Grey code 0809553
5. Ανταλλακτικό μπροστινό ροδάκι για το 0806507 κωδ: 0807621  
Spare front caster for 0806507 code: 0807621

						
<b>1</b>	<b>0806508</b>	53,5 cm	48 cm	48 cm	77-94 cm	100kg
<b>2</b>	<b>0807998</b>	54 cm	44 cm	37 cm	88-100 cm	100kg
<b>3</b>	<b>0809396</b>	54 cm	46 cm	46 cm	76-93 cm	100kg
<b>4</b>	<b>0806507</b>	60 cm	47 cm	52 cm	80-95 cm	100kg

1)



2)





	REF.	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
1	0806508	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ	Foldable walker
2	0807998	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ	Foldable walker with 2 level handles
3	0809396	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ	Foldable walker, Reciprocating motion
4	0806507	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	Foldable wheels walker

3)



4)



Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	<p>Ιατρική Συσκευή Medical Device</p>		<p>Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark</p>
	<p>Κατασκευαστής Manufacturer</p>		<p>Ημερομηνία Παραγωγής Production Date</p>
	<p>Κωδικός Προϊόντος Product Number</p>		<p>Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use</p>
	<p>Σειριακός Αριθμός Serial Number</p>		<p>Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage</p>
	<p>Αριθμός Παρτίδας Batch Number</p>		<p>Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up</p>
	<p>Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification</p>		<p>Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight</p>
	<p>Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry</p>		<p>Ύψος στοιβάξης 3 κιβώτια Stacking Height</p>
	<p>Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care</p>		<p>Εύθραυστο Fragile</p>
	<p>Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only</p>		<p>Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive</p>