

GR EN



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (225Kg)**

**USER MANUAL : HEAVY DUTY FOLDABLE WALKER
(MAX 225Kg)**

REF: 0808526

CE

Προοριζόμενη Χρήση:

Οι περιπατητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα για τις μετακινήσεις εντός και εκτός του σπιτιού.

Συναρμολόγηση:

Οι περιπατητήρες παραδίδονται συναρμολογημένοι & έτοιμοι προς χρήση.

Λοιπές Οδηγίες:

1. Για να διπλώσετε ή να ανοίξετε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιείτε τις λαβές ή το κουμπί (εφόσον διαθέτει).
2. Όταν χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε ο περιπατητήρας να μένει ακίνητος και να μη γλιστρά.
3. Όταν χρησιμοποιείται τον περιπατητήρα πρέπει να στηρίζετε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λαβή.

Αποθήκευση & Μεταφορά:

Κλείστε και μαζέψτε τον περιπατητήρα, χρησιμοποιώντας τις λαβές ή το κουμπί πριν την αποθήκευσή ή την μεταφορά του

Συντήρηση & Καθαρισμός:

- Καθαρίζετε συχνά κάθε τμήμα του περιπατητήρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό.
- Στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τον περιπατητήρα μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

Πριν χρησιμοποιήσετε τον περιπατητήρα **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι:

- Ο περιπατητήρας βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση.
- Οι ρόδες (εφόσον διαθέτει) είναι καλά στερεωμένες.
- Οι χειρολαβές είναι στο ίδιο ύψος και οι βίδες που τις στερεώνουν στο σκελετό είναι καλά σφιγμένες.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.
- Να καθαρίζετε τακτικά τον περιπατητήρα.
- Μην αφήνετε τον περιπατητήρα βρεγμένο.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στον περιπατητήρα χωρίς επίβλεψη



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε. στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθιρόμενα μέρη όπως φρένα, παπουτσάκια και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασ του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

Ημ/νία Αγοράς:S/N.....

LOT:.....Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

Διεύθυνση:.....


.....

Τηλέφωνο:

Σφραγίδα καταστήματος



Valentine International Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.



Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland



MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU
CHANIA, CRETE-GREECE
T: +30 28210 63222



Intended Use:

The walkers can be used by people with limited mobility for travel within and outside the home.

Assembling:

The walkers are delivered assembled & ready to use.

Further Instructions:

1. To fold or unfold the walker, use the handles or the button (if available)
2. When using the walker for sitting or standing up push the handles down, securing that the walker will stand still and not slip.
3. When you get out of the walker must rely on both handles equally.
Leaning only to one handle (without escort) can damage the handle.

Storage & Transportation:

Close and fold the walker using the handles or button before storing or transporting it

Maintenance & Cleaning:

- Clean each section of the walker frequently.
- Use only a cloth and mild soap on surfaces that need cleaning.
- Then use a clean cloth and dry well before using the product.
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

CAUTION (!):

In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.

IMPORTANT (!)

Before using the walker **MAKE SURE** that :

- The walker is in full extension and is locked in this position .
- The wheels (if available) are firmly fixed
- The handles are the same height and the screws that secure them on the frame are tight.
- There are no cracks or fractures in the frame.
- Regularly clean the walker.
- Do not let the walker wet.
- Do not let children near the walker without supervision



Environmental Protection:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the products' components.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date.

The warranty covers factory defects & **DOES NOT** cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also **DOES NOT** cover the parts that can wear out during use or over time.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty.

Warranty Claim Form

Buyers Data

Name:

Date of purchase:S/N.....

LOT:.....Phone:

Resellers Data

Name :
.....
.....

Address:.....
.....

Phone:


Reseller Stamp



Valentine International Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.



MOBIAK S.A
KATHIANA AKROTIRIOU
CHANIA, CRETE-GREECE
T:+30 28210 63222








Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL FEATURES

1. Σκελετός αλουμινίου
Aluminum Frame
2. Πτυσσόμενος
Foldable
3. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Height Adjustable
4. Παπουτσάκι πλαστικό Γκρι κωδ:0809553
Ferrule Rubber Tip Grey code 0809553

	REF.	GR DESCRIPTION	EN DESCRIPTION
1	0808526	ΠΕΡΙΠΑΤΗΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	Heavy Duty Foldable Walker

						
1	0808526	52 cm	43 cm	46 cm	80-38 cm	225Kg

1)



Valentine International Ltd.
8th Floor, No. 149, Sec. 2,
Ta Tung Road, 221 Hsichih District,
New Taipei City, Taiwan R.O.C.
Tel: +886 2 8692 6662
Fax: +886 2 8692 6660
info@valentine-dynalife.com

Declaration of Conformity

Manufacturer: Valentine International Ltd.
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C.

Authorized Representative: Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf
Deutschland


Products:

Valentine Item No.	Description
10184-Bariatric	Bariatric Folding Walker
10297/T/BAG	Roll Up Wheelchair Ramp with Bag
10298LH	Portable Wheelchair Ramp
10563	Fracture Bedpan with Lid
11613/16/WH	Suction Grab Bars
12312	Fold Away Grab Bar
14437	Heel/Elbow Protector
60781/R to 60789/R	Dyna-Seal Cast & Bandage Protectors
61016	Deluxe Inflatable Shampoo Ring

I hereby declare that the products specified above are classified as class 1 devices, as in conformity with the requirements of the EU Medical Device Regulation (EU) MDR 2017/745.

This was verified with conformity evaluation procedures according to Medical Device Regulation Annex VIII.

Authorized signature:





















Ivory Hung
Manager

Date: May 25 2022

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοιβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive