

SHOPPRIDER®

Φορητό σκούτερ Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλείστε να
διαβάσετε το
εγχειρίδιο κατόχου
πριν οδηγήσετε το
σκούτερ σας.



GK4



GK8



Wellkang Ltd (www.CE-marking.eu)
29 Harley St., Λονδίνο W1G 9QR, Ηνωμένο Βασίλειο



Πίνακας περιεχομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	4
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΙ	6
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	8
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ	10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	11
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΗΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12
ΕΝΑΡΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ	13
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ	14
ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	15
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	16
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	17
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	17
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	18
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	19
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ	20



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του φορητού σκούτερ Shoprider®. Το σκούτερ αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό στυλ, άνεσης και δυνατότητας μεταφοράς.

Το GK8, GK8-3 διατίθεται σε τρία εναλλάξιμα χρώματα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέγετε διαφορετικό χρώμα κάθε μέρα, ενώ περιλαμβάνει πολλά καινοτόμα και βολικά χαρακτηριστικά. Μπορείτε να έχετε μαζί σας το σκούτερ όπου κι αν πάτε, ενώ η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή του γίνονται σε λίγα δευτερόλεπτα, με ασύρματα εξαρτήματα που συνδέονται γρήγορα. Το σκούτερ είναι εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές και μπορεί να αποθηκευτεί σε μικρούς χώρους, όπως το πορτ μπαγκάζ ή το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σας. Τα συμπαγή χαρακτηριστικά υποστηρίζουν την εύκολη μεταφορά του σκούτερ σας ώστε να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο ενεργητικό τρόπο ζωής.

Το σκούτερ μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιορισμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το κιβώτιο ταχυτήτων άμεσης κίνησης και το ηλεκτρομαγνητικό φρένο προσφέρουν ασφαλή και αποδοτική οδήγηση. Γνωρίζουμε ότι το φορητό σκούτερ θα σας προσφέρει πολλά χρόνια κινητικότητας.

Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, είναι σημαντικό για την ασφάλειά σας να κατανοήσετε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες που παρέχονται.

SHOPRIDER®

ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

1. Κεφαλή ελέγχου τιμονιού	2. Αποσπώμενο κάθισμα με αναδιπλούμενη πλάτη και αφαιρούμενα μαξιλάρια	3. Αφαιρούμενοι αναδιπλούμενοι βραχίονες
4. Αποσπώμενο καλάθι	5. Αποσπώμενη θήκη μπαταρίας	6. Λαβή ρύθμισης τιμονιού
7. Μοχλός περιστρεφόμενου καθίσματος και μοχλός απελευθέρωσης του καθίσματος	8. Ανθεκτικά στη διάτρηση ελαστικά	9. Τροχοί αποφυγής ανατροπής
10. Ασφάλιση τιμονιού για μεταφορά (Για λόγους ασφαλείας, αυτή η ασφάλιση έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσπάται σε περίπτωση μετακίνησης του σκούτερ ενώ είναι κλειδωμένο)	11. Μπροστινός προφυλακτήρας	12. Αποσπώμενα πάνελ με δυνατότητα αλλαγής χρώματος (Ασφαλίζονται με ταινίες τύπου «Velcro»-απλά τραβήξτε το πάνελ για αλλαγή)



GK4



GK8



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΜΗΝ μεταφέρετε επιβάτες.
- ΜΗΝ υπερβαίνετε κλίσεις περισσότερο από 6 μοίρες (10% του βαθμού).
- ΜΗΝ στρίβετε σε απότομες κλίσεις.
- ΜΗΝ στρίβετε ξαφνικά σε υψηλές ταχύτητες.
- ΜΗΝ ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από το σκούτερ εκτός εάν το φρένο είναι ενεργοποιημένο και το σκούτερ απενεργοποιημένο.
- ΜΗΝ απενεργοποιείτε το σκούτερ ενώ το σκούτερ κινείται.
- ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ σε μέρη όπου το περπάτημα δεν είναι ασφαλές ή νόμιμο.
- ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ στο δρόμο ή σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να ανεβείτε σε κράσπεδο πεζοδρομίου με ύψος μεγαλύτερο από 3,8 εκ. (1,5 ίντσες). Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανατροπή του σκούτερ σας, με αποτέλεσμα τραυματισμό ή βλάβη του σκούτερ.
- ΜΗΝ πίνετε και μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε το σκούτερ σας.
- ΜΗΝ υπερβαίνετε το προτεινόμενο όριο βάρους χρήστη. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Να έχετε ΠΑΝΤΑ τα πόδια σας πάνω στο σκούτερ όταν κινείται.
- Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε ένα σκούτερ με ασφάλεια.
- ΠΑΝΤΑ να επιβραδύνετε και να πηγαίνετε προσεκτικά όταν κινείστε σε τραχύ ή ανώμαλο έδαφος.
- Για τα άτομα με προβλήματα ισορροπίας, εξασκηθείτε στον τρόπο ανάβασης στο σκούτερ με τη βοήθεια ενός καταρτισμένου επαγγελματία υγείας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σκούτερ χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι τροχοί αποφυγής ανατροπής.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις κυλιόμενες σκάλες για τη μετακίνηση του σκούτερ μεταξύ ορόφων. Μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός.
- ΜΗΝ οδηγείτε το σκούτερ σε κεκλιμένο επίπεδο όπου υπάρχουν λάδια, νερό ή πάγος.
- ΜΗΝ προσπαθήσετε να σηκώσετε το σκούτερ από το κάθισμα, το τιμόνι ή οποιοδήποτε άλλο αποσπώμενο εξάρτημα. Οποιοδήποτε από αυτά θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή βλάβη στο σκούτερ.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τη Shoprider®.
- Πριν καθίσετε ή κατεβείτε από το σκούτερ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ το κλειδί από τη μίζα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη και το σκούτερ δεν μπορεί να κινηθεί με τη δική του ισχύ.
- Ως γενική προφύλαξη, πρέπει να αφαιρείτε πάντα το κλειδί από τη μίζα όταν το σκούτερ δεν χρησιμοποιείται. Αυτό θα αποτρέψει τη χρήση από μη εκπαιδευμένα και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- ΜΗΝ συνδέσετε καμία ιατρική συσκευή με τη μπαταρία του σκούτερ. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη της συσκευής, του σκούτερ και σωματικές βλάβες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι έχει προσαρμοστεί σωστά για τον χρήστη, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού.
- ΜΗΝ μεταφέρετε το σκούτερ σε ένα όχημα ενώ κάθεστε σε αυτό. Η Shoprider® δεν θα είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που προκύψει τραυματισμός ή ζημιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το σκούτερ στη βροχή ή κοντά σε οποιαδήποτε άλλη πηγή νερού, όπου το σκούτερ μπορεί να βραχεί. Η άμεση έκθεση σε βροχή ή υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα του σκούτερ.
- Για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως τις μπαταρίες για 12 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ EMI

Τα σκούτερ Shoprider® μπορεί να είναι ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI), ένα είδος παρεμβολής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (EM), η οποία εκπέμπεται από πηγές όπως ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί σταθμοί, πομποί ερασιτεχνικού ραδιοφώνου (HAM), αμφίδρομο ραδιόφωνο και κινητά τηλέφωνα. Οι παρεμβολές (από πηγές ραδιοκυμάτων) μπορούν να προκαλέσουν απελευθέρωση των φρένων του σκούτερ, αυτόνομη μετακίνηση ή ακούσια κίνηση προς κάποια κατεύθυνση. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο σύστημα ελέγχου του σκούτερ.

Οι πηγές ακτινοβολούμενων EMI μπορούν να ταξινομηθούν γενικά σε τρεις τύπους:

1. Φορητοί πομποδέκτες (πομποί-δέκτες) χειρός με την κεραία τοποθετημένη απευθείας στη μονάδα μετάδοσης. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τα εξής: Ραδιοσυσκευή ζώνης ραδιοσυχνότητας πολιτών (CB), φορητό ραδιοτηλέφωνο, πομποδέκτες προστασίας, φωτιάς και αστυνομίας, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές προσωπικής επικοινωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κάποια κινητά τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές μεταδίδουν σήματα όταν είναι ενεργοποιημένα, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

2. Οι κινητοί πομποδέκτες μεσαίας εμβέλειας, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα αστυνομικά αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα ασθενοφόρα και τα ταξί. Σε αυτά τα οχήματα η κεραία συνήθως βρίσκεται στο εξωτερικό.
3. Πομποί και πομποδέκτες μεγάλης εμβέλειας, όπως οι εμπορικοί πομποί εκπομπής (πύργοι κεραιών ραδιοφώνου και τηλεόρασης) και ερασιτεχνικά (HAM) ραδιόφωνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Άλλοι τύποι φορητών συσκευών, όπως ασύρματα τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, ραδιόφωνα AM/FM, τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής CD και κασετόφωνα, καθώς και μικρές συσκευές, όπως ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και πιστολάκια μαλλιών, βάσει αυτών που γνωρίζουμε, δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στο σκούτερ.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI) του σκούτερ

Επειδή η ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών γίνεται πιο έντονη καθώς μετακινούμαστε πιο κοντά στην κεραία εκπομπής (πηγή), τα πεδία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από ραδιοφωνικές πηγές χειρός (πομποδέκτες) προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Υπάρχει πιθανότητα να φέρουμε ακούσια υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας πολύ κοντά στο σύστημα ελέγχου του σκούτερ ενώ χρησιμοποιούμε συσκευές τέτοιου είδους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κίνηση και την πέδηση του σκούτερ. Επομένως, συνιστάται η τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων για να αποτραπεί η πιθανή παρεμβολή με το σύστημα ελέγχου του σκούτερ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε πομπодέκτες (πομπούς-δέκτες) χειρός, όπως ραδιοσυσκευές ζώνης ραδιοσυχνότητας πολιτών (CB) και μην ενεργοποιείτε προσωπικές συσκευές επικοινωνίας, όπως κινητά τηλέφωνα, ενώ είναι ενεργοποιημένο το σκούτερ.
2. Πρέπει να γνωρίζετε εάν υπάρχουν κοντά πομποί, όπως ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί, και να προσπαθείτε να αποφεύγετε την κοντινή επαφή με αυτούς.
3. Εάν συμβεί ακούσια κίνηση ή απελευθέρωση του φρένου, απενεργοποιήστε το σκούτερ μόλις αυτό είναι ασφαλές.
4. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η προσθήκη αξεσουάρ ή εξαρτημάτων, καθώς και η τροποποίηση του σκούτερ, μπορεί να το κάνει πιο επιρρεπές σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος αξιολόγησης της συνολικής ατρωσίας του σκούτερ.

5. Αναφέρετε όλα τα περιστατικά ακούσιας κίνησης ή πέδησης στον πάροχο του Shoprider® και σημειώστε εάν υπάρχουν πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε κοντινή απόσταση.

6.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η Shoprider® δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή τραυματισμό λόγω ακατάλληλης και μη ασφαλούς χρήσης του σκούτερ σας.


SHOPRIDER®

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση γωνίας τιμονιού (Εικ. 1)

Στη βάση του τιμονιού υπάρχει μια στρογγυλή λαβή. Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε το τιμόνι και επιλέξτε την επιθυμητή γωνία τιμονιού. Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το τιμόνι στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους ασφαλείας, αυτή η ασφάλιση έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσπάται σε περίπτωση μετακίνησης του σκούτερ ενώ είναι κλειδωμένο.



Εικόνα. 1

Αναδίπλωση του τιμονιού (Εικ 2)

Διπλώστε προς τα κάτω το τιμόνι χαλαρώνοντας τη λαβή ρύθμισης γωνίας τιμονιού που βρίσκεται στη βάση του τιμονιού (Εικ. 1). Σφίξτε τη λαβή για να ασφαλίσετε το τιμόνι στη θέση του. Μπορείτε να ασφαλίσετε το σύστημα τιμονιού στη θέση του ώστε να μην ταλαντεύεται από πλευρά σε πλευρά ανασηκώνοντας τον κίτρινο μοχλό του τιμονιού (εικ 1) προς τα επάνω και δεξιά. (Μην ξεχάσετε να ξεκλειδώσετε την ασφάλεια του μοχλού τιμονιού όταν οδηγείτε το σκούτερ. Για λόγους ασφαλείας, αυτή η ασφάλεια έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσπάται όταν το σκούτερ κινείται ενώ είναι κλειδωμένη)



Εικόνα. 2

Αφαίρεση καθίσματος (Εικ. 3)

Διπλώστε προς τα κάτω το πίσω μέρος του καθίσματος. Σηκώστε τη λαβή απελευθέρωσης του περιστρεφόμενου καθίσματος για να ανασηκώσετε το κάθισμα επάνω και εκτός του ορθοστάτη καθίσματος.



Εικόνα 8


SHOPRIDER®

Ρύθμιση ύψους καθίσματος (Εικ. 4)

Αφαιρέστε το κάθισμα όπως περιγράφεται (Εικ. 3). Αφαιρέστε τη θήκη μπαταρίας (ανατρέξτε στην ενότητα αποσύνδεσης). Χρησιμοποιώντας δύο κλειδιά 13 χιλιοστών, αφαιρέστε τον κοχλία και το περικόχλιο ασφάλισης. Προσαρμόστε τον ορθοστάτη καθίσματος επάνω ή κάτω στην επιθυμητή θέση. Το ύψος του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικές θέσεις εισάγοντας τον κοχλία ασφάλισης στην επιθυμητή οπή. Αντικαταστήστε τη ροδέλα και το παξιμάδι και σφίξτε. Αντικαταστήστε τη θήκη μπαταρίας και το κάθισμα.

Σειριακός αριθμός (Εικ. 4)

Ο σειριακός αριθμός του σκούτερ βρίσκεται στον ορθοστάτη του καθίσματος και αποτελείται από έναν συνδυασμό 13 αριθμών και γραμμάτων. Η Shoprider® συνιστά να γράψετε το σειριακό αριθμό στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για μελλοντική αναφορά.



Εικόνα 4

Ρυθμίσεις πλάτους υποβραχιονίου (Εικ. 5)

Στην κάτω πλευρά στο πίσω μέρος του καθίσματος υπάρχουν δύο χειρολαβές υποβραχιονίων, μία σε κάθε πλευρά. Γυρίστε τις χειρολαβές αριστερόστροφα για να χαλαρώσουν. Η χαλάρωση του υποβραχιονίου επιτρέπει τη ρύθμιση του πλάτους του υποβραχιονίου ή την αφαίρεση του υποβραχιονίου. Μόλις ρυθμιστούν οι επιθυμητές θέσεις των υποβραχιονίων, σφίξτε τις χειρολαβές, με περιστροφή δεξιόστροφα για να ασφαλιστούν τα υποβραχίονια στη θέση τους.

Ρυθμίσεις υποβραχιονίου (Εικ. 5)

Τα υποβραχίονια είναι αρθρωτά και μπορούν να ανασηκώνονται και να βγαίνουν προς τα έξω για πλάγια μεταφορά. Τραβήξτε το υποβραχίονιο προς τα επάνω και πίσω.



Εικόνα 5

SHOPRIDER®

ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ (ΕΙΚ. 6)

Διατάξεις ελέγχου ταχύτητας

Οι διατάξεις ελέγχου ταχύτητας σας επιτρέπουν να ορίσετε μια ταχύτητα μεταξύ αργής (χελώνα) και γρήγορης (κουνέλι).

Μετρητής ένδειξης στάθμης μπαταρίας

Όταν η βελόνα σταματάει δείχνει την υπολειπόμενη φόρτιση των μπαταριών σας. Η πραγματική στάθμη φόρτισης θα εμφανίζεται μόνο όταν το σκούτερ κινείται. Να φορτίζετε πάντα τις μπαταρίες πλήρως πριν από την έναρξη ενός ταξιδιού.

Προσοχή - Μην αφήνετε τη βελόνα του μετρητή να φτάσει στο μηδέν, καθώς η πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη της μπαταρίας.

Κόρνα

Ένα κίτρινο κουμπί στο επάνω μέρος του τιμονιού ενεργοποιεί την κόρνα.

Διατάξεις ελέγχου αντίχειρα

Ο αριστερός μοχλός αντίχειρα ελέγχει την όπισθεν ο δεξιός μοχλός αντίχειρα ελέγχει την κίνηση προς τα εμπρός. Η ποσότητα πίεσης που εφαρμόζεται σε κάθε μοχλό θα καθορίσει την ταχύτητα κίνησης του σκούτερ μέχρι την επιλεγμένη ταχύτητα. Απελευθερώστε το μοχλό αντίχειρα και το σκούτερ θα σταματήσει αυτόματα ενώ θα εφαρμοστεί και το ηλεκτρομαγνητικό φρένο του κινητήρα.

Διακόπτης με κλειδί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Τοποθετήστε το κλειδί στο διακόπτη με κλειδί που βρίσκεται στο επάνω μέρος του τιμονιού. Γυρίστε το κλειδί και η βελόνα του μετρητή μπαταρίας θα μετακινηθεί. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση πριν να είναι δυνατή η λειτουργία της διάταξης ελέγχου μοχλού αντίχειρα, ενώ η κύρια διάταξη ελέγχου ελέγχει τα κυκλώματα.

Ηλεκτρομαγνητικό φρένο

Το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα όταν πιέζονται ή απελευθερώνονται οι μοχλοί ελέγχου αντίχειρα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση όταν το σκούτερ επιταχύνει και επιβραδύνει. Αυτό επιτρέπει την ομαλή εκκίνηση και στάθμευση του σκούτερ.



Εικόνα 6

SHOPRIDER®

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (ΕΙΚ. 7)

Ο μοχλός οδήγησης/ελεύθερων τροχών (λαβή με κίτρινη μπίλια) βρίσκεται κάτω από το κάθισμα, στο πίσω δεξί μέρος της μονάδας. Αυτός ο μοχλός σας επιτρέπει να αποσυνδέσετε το μηχανισμό οδήγησης και να σπρώχνετε το σκούτερ ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ελεύθερων τροχών. Για να αποσυνδέσετε το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης (νεκρά), μετακινήστε το μοχλό προς τα εμπρός (τώρα μπορείτε να σπρώξετε το σκούτερ). Για εκ νέου σύνδεση του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης (οδήγησης), μετακινήστε το μοχλό προς τα πίσω (τώρα μπορείτε να οδηγήσετε τη μονάδα).

Σημείωση: Το σκούτερ δεν θα λειτουργεί ενώ ο μοχλός οδήγησης/ελεύθερων τροχών βρίσκεται στη νεκρά (εμπρός). Το σκούτερ πρέπει να είναι απενεργοποιημένο, ο μοχλός να έχει μετακινηθεί προς τα πίσω (θέση οδήγησης) και στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί για να κάνετε επαναφορά των κυκλωμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα να επανασυνδέετε τη συσκευή ελεύθερης κύλισης μετά τη χρήση. Εάν αυτό δεν γίνει μπορεί να προκύψει τραυματισμός.


Τροχοί αποφυγής ανατροπής

Οι τροχοί αποφυγής ανατροπής βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλαισίου του σκούτερ (Εικ. 7). Το σκούτερ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν έχουν τοποθετηθεί οι τροχοί αποφυγής ανατροπής.

Η Shoprider® δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή τραυματισμό λόγω ακατάλληλης ή κακής χρήσης του σκούτερ.

Σειριακός αριθμός σκούτερ

Ο σειριακός αριθμός του σκούτερ βρίσκεται στον ορθοστάτη του καθίσματος και αποτελείται από έναν συνδυασμό 13 αριθμών και γραμμάτων. Η Shoprider® συνιστά να γράψετε το σειριακό αριθμό στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για μελλοντική αναφορά. Ανατρέξτε στην Εικ. 4.



Εικόνα 7

Ασφάλιση θήκης μπαταρίας

Η ασφάλιση της θήκης μπαταρίας επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση της θήκης μπαταρίας στη θέση της. Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την κίνηση της μπαταρίας όταν το σκούτερ χρησιμοποιείται σε τραχύ ή ανώμαλο έδαφος. Ο μοχλός συνδέεται και αποσυνδέεται εύκολα για εύκολη αποσυναρμολόγηση.



Μοχλός ασφάλισης θήκης μπαταρίας (στη θέση ασφάλισης)



Μοχλός ασφάλισης θήκης μπαταρίας (στη θέση απασφάλισης)



ΕΝΑΡΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ

Χρήση για πρώτη φορά

Πριν από την πρώτη χρήση του φορητού σκούτερ σας πρέπει να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες (ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασίες φόρτισης της μπαταρίας). Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες. Η πλήρης φόρτιση των μπαταριών πριν από την πρώτη χρήση θα ωφελήσει την απόδοση της μπαταρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Για να ξεκινήσετε

- Επιλέξτε μια επίπεδη περιοχή με άφθονο χώρο.
- Συνδέστε το σκούτερ, πιέζοντας το βραχίονα προς τα πάνω στην άκρη και μέσω ολίσθησης επάνω στο κάθισμα ή μέσω περιστροφής του καθίσματος για να συνδεθεί. Χρησιμοποιήστε το υποβραχίονιο για υποστήριξη εάν χρειάζεται.
- Ρυθμίστε το τιμόνι και το κάθισμα σύμφωνα με την περιγραφή παραπάνω.

Έναρξη της κίνησης του σκούτερ

- Βεβαιωθείτε ότι κάθεστε σε άνετη θέση.
- Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης.
- Η ρύθμιση της ταχύτητας σας πρέπει να είναι ή να προσεγγίζει τη χελώνα (αργή).
- Τραβήξτε το μοχλό που βρίσκεται στον δεξιό σας αντίχειρα (κίτρινος) και το σκούτερ θα κινηθεί αργά προς τα εμπρός. Όσο πιο δυνατά τον πιέζετε τόσο πιο γρήγορα κινείται το σκούτερ, αλλά θα φτάσει μόνο μέχρι την ταχύτητα που έχει επιλεγεί.
- Απελευθερώστε το μοχλό και το σκούτερ θα σταματήσει σιγά-σιγά ενώ θα συνδεθεί αυτόματα και το μαγνητικό σύστημα πέδησης.

Καθοδήγηση

Η καθοδήγηση του σκούτερ είναι απλή και εύκολη. Όταν ξεκινάτε, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος κατά την περιστροφή, έτσι ώστε οι πίσω τροχοί να απομακρύνουν τυχόν εμπόδια που περνάτε. Όταν μετακινήστε μέσω περιορισμένων χώρων, όπως μια πόρτα, ή όταν γυρίζετε, στρέψτε τις λαβές του τιμονιού προς εκεί που θέλετε να πάτε και εφαρμόστε λίγη δύναμη. Το σκούτερ θα περιστραφεί πολύ αργά, αλλά θα συνεχίσει να είναι απόλυτα σταθερό κατά την κίνηση εφόσον η ταχύτητα δεν είναι πολύ μεγάλη.

Όπισθεν

Πριν κάνετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι ο πίσω χώρος δεν ενέχει κινδύνους και δεν έχει εμπόδια. Πριν κάνετε όπισθεν προσαρμόστε την ταχύτητα σε χαμηλό επίπεδο. Πιέστε τον αριστερό μοχλό αντίχειρα (μαύρος) και μετακινηθείτε μακριά από γωνιές και εμπόδια.

Αποσύνδεση

Πριν από την αποσύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης. Αποσυνδέστε το σκούτερ, πιέζοντας το βραχίονα προς τα πάνω στην άκρη και μέσω ολίσθησης του καθίσματος ή περιστροφής του καθίσματος για να αποσυνδεθεί. Χρησιμοποιήστε το υποβραχίονιο για υποστήριξη εάν χρειάζεται.

SHOPRIDER®

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι είστε προσεκτικοί κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του σκούτερ και ότι το τιμόνι και το υποπόδιο δεν χρησιμοποιούνται για υποστήριξη.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ

ράμπες

Η σταθερότητα του σκούτερ σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του καθίσματος, η γωνία κλίσης, καθώς και το ύψος και το βάρος σας. Όταν πλησιάζετε ένα κεκλιμένο επίπεδο, κινηθείτε απευθείας προς αυτό και όχι με γωνία και, όπου είναι εφικτό, αποφύγετε να στρίβετε. Όταν κατεβαίνετε μια ράμπα ή κεκλιμένο επίπεδο η ρύθμιση της ταχύτητας πρέπει να είναι χαμηλή. Αυτό θα διασφαλίσει την ασφαλή ελεγχόμενη κατάβαση. Όταν απελευθερώνονται οι μοχλοί αντίχειρα το σκούτερ σταματάει αργά.

Ασφαλής γωνία αναρρίχησης

Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλούς γωνίας αναρρίχησης που παρουσιάζονται στην εικόνα 8.


Προσοχή - Μην απενεργοποιήσετε το κλειδί ελέγχου ενώ κινείται η μονάδα

Γρασίδι και Χαλίκι

Παρακαλείστε να τηρείτε τις οδηγίες που δόθηκαν προηγουμένως και το σκούτερ σας θα αποδίδει πολύ καλά σε πολλές επιφάνειες. Αποφύγετε μακρύ γρασίδι, χαλίκια και άμμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το σκούτερ σας σε υγρές καιρικές συνθήκες ή σε βρεγμένες επιφάνειες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στον κινητήρα ή να προκαλέσει άλλες μη αναστρέψιμες βλάβες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρηθεί η φόρτιση της μπαταρίας, το σκούτερ σας μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από αδράνεια λίγων λεπτών. Για απενεργοποίηση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας, γυρίστε το κλειδί στη θέση απενεργοποίησης και ξανά στη θέση ενεργοποίησης.



Εικόνα 8

SHOPRIDER®

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το φορητό σκούτερ έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσυναρμολογείται γρήγορα και εύκολα σε τμήματα για να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται. Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για αποσυναρμολόγηση:

Αποσυναρμολόγηση (Εικ. 9 & 10)

- 1) Αφαιρέστε το μπροστινό καλάθι: Ανασηκώστε το καλάθι και αφαιρέστε το.
- 2) Διπλώστε το κάθισμα προς τα κάτω και αφαιρέστε το: Τραβήξτε τον κίτρινο μοχλό περιστρεφόμενου καθίσματος, ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάθισμα.
- 3) Αφαίρεση θήκης μπαταρίας: Σηκώστε και αφαιρέστε τη θήκη μπαταρίας χρησιμοποιώντας τη λαβή (Σημείωση: οι μπαταρίες ασφαλίζονται με ταινία τύπου «Velcro»).
- 4) Διπλώστε το τιμόνι προς τα κάτω και ασφαλίστε το στη θέση του: Χαλαρώστε τη λαβή ρύθμισης τιμονιού και σφίξτε τη λαβή ρύθμισης. Κλειδώστε το σύστημα τιμονιού τραβώντας προς τα επάνω και δεξιά τον κίτρινο μοχλό.
- 5) Αποσυνδέστε το πίσω τμήμα από το μπροστινό τμήμα: Ο μοχλός απόσπασης (κίτρινος) βρίσκεται στο πίσω μέρος του σκούτερ δίπλα στο μοχλό ελεύθερων τροχών. Σύρετε το μοχλό για να «αποκολληθεί» και να διαχωριστεί το πίσω τμήμα από το μπροστινό τμήμα.



Εικόνα 9



Εικόνα 15



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το φορητό σκούτερ Shoprider® παρέχεται με σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος. Για εύκολο χειρισμό, οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες εντός μιας θήκης μπαταριών. Η ζωή και η απόδοση της μπαταρίας ενδέχεται να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία, το έδαφος, την κατάσταση της μπαταρίας, το βάρος του χρήστη και τον τρόπο φροντίδας των μπαταριών. Η βελόνα του μετρητή μπαταρίας αποτελεί μόνο οδηγό και είναι πιο αποτελεσματικός όταν το σκούτερ κινείται. Μόνο τότε εμφανίζεται το πραγματικό επίπεδο αποφόρτισης.

- Όταν το σκούτερ σταματάει, η βελόνα του μετρητή μπαταρίας μπορεί να υποδεικνύει ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ένας ενεργός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και 30% της χωρητικότητας της μπαταρίας ή περισσότερα ανά ημέρα.
- Οι μη ενεργοί χρήστες μπορεί να χρησιμοποιούν μόνο το 50% της χωρητικότητας της μπαταρίας σε μια εβδομάδα.
- Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η μπαταρία θα πρέπει φορτιστεί για όλη τη νύχτα.

Η διατήρηση των μπαταριών φορτισμένων θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών Φορτιστής μπαταρίας

Ο φορτιστής της μπαταρίας είναι ένας μετασχηματιστής 2-amp για φόρτιση εκτός μονάδας. Το φορητό σκούτερ διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος της θήκης μπαταρίας. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επιτρέπει τη φόρτιση των μπαταριών εντός της θήκης μπαταριών εκτός του σκούτερ. Στη θήκη μπαταρίας υπάρχει ενσωματωμένος ένας χώρος για την αποθήκευση του φορτιστή μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Χρήση για πρώτη φορά

Πριν από την πρώτη χρήση του φορητού σκούτερ σας πρέπει να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες (ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασίες φόρτισης της μπαταρίας). Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες. Η πλήρης φόρτιση των μπαταριών πριν από την πρώτη χρήση θα ωφελήσει την απόδοση της μπαταρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Φόρτιση

Για να φορτίσετε τις μπαταρίες συνδέστε το αρσενικό μεταλλικό βύσμα 3 ακίδων στη θηλυκή υποδοχή φόρτισης μπαταρίας 3 ακίδων που βρίσκεται στη θήκη μπαταρίας. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα και το άλλο άκρο στο φορτιστή (2 ακίδων). Ο φορτιστής μπαταριών διαθέτει δύο ενδεικτικές λυχνίες. Το κόκκινο φως υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες φορτίζουν. Όταν το φως γίνεται πράσινο ενώ η θύρα φόρτισης είναι συνδεδεμένη οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Μόλις οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα του τοίχου και κατόπιν αποσυνδέστε τον ακροδέκτη 3 ακίδων από τη θήκη μπαταρίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό εγκεκριμένο φορτιστή Shoprider®!

Αυτός ο φορτιστής προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. ΜΗΝ εκθέτετε σε βροχή ή ψεκασμό νερού.

Μην αφήνετε το φορτιστή συνδεδεμένο στη θύρα φορτιστής όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελαστικά

Δεδομένου ότι τα ελαστικά δεν ξεφουσκώνουν, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε ποτέ για την πίεση του αέρα των ελαστικών.

Γενική συντήρηση και λίπανση

- Συνιστάται να γίνεται τακτικά επιθεώρηση για χαλαρούς κοχλίες τροχών, καθώς και επιθεώρηση των κοχλίων σύσφιξης καθίσματος και βραχίονα και των υπόλοιπων κοχλίων και περικοχλίων.
- Τα περισσότερα εξαρτήματα του φορητού σκούτερ που χρειάζονται λίπανση είναι σχεδιασμένα ώστε να μη χρειάζονται συντήρηση και είναι σφραγισμένα. Επομένως δεν απαιτείται να γίνεται λίπανση αυτών των εξαρτημάτων. Ωστόσο, οι κινητήριοι άξονες και ο ορθοστάτης καθίσματος θα πρέπει να έχουν πάντα μια ελαφριά επίστρωση γράσου πολλαπλών χρήσεων.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ!

Οι σταγόνες μπορεί να λερώσουν ή να καταστρέψουν χαλιά, έπιπλα, κ.λπ.

- Συνιστάται να γίνεται περιστασιακά έλεγχος και καθαρισμός των αξόνων οδήγησης (εντός του συστήματος τροχών κίνησης) σε περίπτωση ύπαρξης τριχών ή συσσωρευμένης βρωμιάς, τα οποία παρεμποδίζουν την απόδοση της μονάδας.
- Οι μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται σε τακτική βάση. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, συνιστάται ιδιαίτερα να γίνεται πλήρης φόρτιση των μπαταριών μετά από κάθε χρήση. Εάν οι μπαταρίες είναι αδύναμες, πολύ αποφορτισμένες ή παλιές, μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα με τη μονάδα, όπως προβλήματα με τη φόρτιση, μειωμένη ταχύτητα, απώλεια εύρους και άλλα. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Shoprider® για αντικατάσταση της μπαταρίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διακόπτης κυκλώματος (Κουμπί επαναφοράς)

Το σκούτερ σας είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για να προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα από μη φυσιολογική υπερφόρτωση. Για επιπλέον προστασία είναι εξοπλισμένο με ένα διακόπτη κυκλώματος, ο οποίος βρίσκεται στο πλάι της θήκης μπαταρίας. Σε περίπτωση που το σκούτερ σας σταματήσει χωρίς προφανή λόγο, παρακαλείστε να ελέγξετε ότι ο διακόπτης κυκλώματος δεν έχει πεταχτεί προς τα έξω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρηθεί η φόρτιση της μπαταρίας, το σκούτερ σας μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από αδράνεια λίγων λεπτών. Για απενεργοποίηση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας, γυρίστε το κλειδί στη θέση απενεργοποίησης και ξανά στη θέση ενεργοποίησης.

Λίστα ελέγχου

Εάν το σκούτερ σας δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλείστε να ελέγξετε τα εξής:

- Η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
- Ο μηχανισμός Οδήγησης/Ελεύθερων τροχών βρίσκεται στη θέση οδήγησης.
- Όλα τα βύσματα και οι συνδέσεις είναι καθαρά και σταθερά συνδεδεμένα.
- Το επίπεδο της μπαταρίας υποδεικνύει πλήρη φόρτιση.

Σε περίπτωση λειτουργίας της συσκευής με ελεύθερους τροχούς και το σκούτερ ενεργοποιημένο, το σκούτερ δεν θα λειτουργεί μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί



ξανά το κλειδί της μίζας. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σε περίπτωση που το σκούτερ σας δεν λειτουργεί μετά από τον έλεγχο αυτών των σημείων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		GK4	GK8
Συνολικές διαστάσεις: Μ' x Π x Υ	εκ. (ίντσες)	102,9x50,8x83,8 (40,5"x20"x33")	111,855,9x83,8 (44"x22"x33")
Αριθμός, μέγεθος ελαστικών	Εμπρός	6,9 εκ. (2,7")	6,9 εκ. (2,7")
	Πίσω	7,1 εκ. (2,8")	7,1 εκ. (2,8")
Προτεινόμενο βάρος χρήστη (σε επίπεδο δρόμο)	κιλά (λίβρες)	ΜΕΓ. 113,4 κιλά (250 λίβρες)	ΜΕΓ. 113,4 κιλά (250 λίβρες)
Συνολικό βάρος (με θήκη μπαταρίας 12Ah, καλάθι, κάθισμα)	κιλά (λίβρες)	40,8 (90)	42,6 (94)
Χωρητικότητα μπαταριών	V_Ah x τεμάχια	12V12Ahx2 Off	12V12Ah x 2 Off
Φορτιστής	AMPS	Στη μονάδα (2A)	Στη μονάδα (2A)
Ισχύς εξόδου κινητήρα	ιπποδύναμη	0,5	0,5
Μέγιστη ταχύτητα ²	χ.α.ω. (mph)	5~6,1 (3,1~3,8)	6,1~7,2 (3,8~4,5)
Ασφαλής γωνία αναρρίχησης, Μέγ. Βάρος μεμονωμένου χρήστη	% (°)	Εικόνα 8	
Εμβέλεια ³ (μαζί με τη μπαταρία και τα μηχανικά κινούμενα μέρη, δοκιμή με χρήστη 91 κιλών, συμπεριλαμβανομένης της κούκλας)	χλμ. (μίλια)	10,1~12,1 (6,3~7,5)	9~12,1 (5,6~7,5)
Ακτίνα περιστροφής	εκ. (ίντσες)	113 (44,5")	94 (37")

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Περιλαμβάνει τους τροχούς αποφυγής ανατροπής.
2. Το βάρος του οδηγού μπορεί να υπερβαίνει το βάρος της μονάδας. Η ταχύτητα πρέπει να μειώνεται κατά την περιστροφή.
3. Η πραγματική εμβέλεια οδήγησης ποικίλει ανάλογα με τους παράγοντες που παρουσιάζονται παρακάτω:

- α) το βάρος του επιβάτη
- β) την επιφάνεια του εδάφους
- γ) την κατάσταση της μπαταρίας
- δ) τον τύπο του φορτιστή
- ε) τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
- στ) τον τρόπο οδήγησης
- ζ) το έδαφος



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Για τη δική σας ασφάλεια, συνιστάται ιδιαίτερα η πραγματοποίηση τριμηνιαίας επιθεώρησης και σέρβις του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μπορεί να υπάρχει χρέωση του αντιπροσώπου για αυτή την υπηρεσία, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Τα αρχεία συντήρησης (παρακάτω) θα πρέπει να τηρούνται πάντα. Ο κατασκευαστής / διανομέας / πωλητής θα είναι απαλλαγμένος από οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τα προϊόντα, εάν δεν τηρείται η παραπάνω απαίτηση ως προς τη συντήρηση / σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κατασκευαστής συνιστά ιδιαίτερα να γίνεται τακτική (μηνιαία) επιθεώρηση προς διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του οχήματος.

Αρχείο σέρβις:

Ημερομηνία αγοράς: / /

Αγοραστής: _____

Αρ. Μοντέλου:

Σειριακός Αρ: _____

Η μονάδα αγοράστηκε από: _____

H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E
H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E
H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E
H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E
H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E	H / M / E



ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις πληροφορίες εγγύησης που περιλαμβάνονται με τη μονάδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Συγχαρητήρια για την αγορά του φορητού σκούτερ **Shoprider®**. Δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικούς περιορισμούς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον ασφαλή χειρισμό αυτής της μονάδας από το χρήστη. Η **Shoprider®** αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές, οι οποίες μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης ή μη ασφαλούς χρήσης των προϊόντων της. Οι μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες θα αντιμετωπίζονται βάσει της ενδεχόμενης υποχρέωσης.

Οι προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν να σας βοηθήσουν στην ασφαλή λειτουργία του ηλεκτροκίνητου σκούτερ σας. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη σωστή λειτουργία του σκούτερ σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του **Shoprider®**.

Όνομα μοντέλου:

Σειριακός αρ.

Σφραγίδα παρόχου

P/N:

SHOPRIDER®

Portable Scooter User Manual

ATTENTION

Please read your
owner's manual
before driving your
scooter.



GK4



GK8



Wellkang Ltd (www.CE-marking.eu)
29 Harley St., London W1G 9QR, UK



Table of Contents

INTRODUCTION.....	3
FEATURE GUIDE	4
SAFETY ADVICE.....	5
EMI WARNING	6
ADJUSTMENTS.....	8
SCOOTER TILLER CONTROLS	10
DRIVE/FREEWHEEL OPERATION	11
BATTERY PACK LOCK.....	12
STARTING TO DRIVE YOUR SCOOTER.....	13
EXTRA GUIDELINES IN THE CONTROL OF YOUR SCOOTER	14
TRANSPORT/STORAGE	15
BATTERIES AND BATTERY CHARGING.....	16
MAINTENANCE.....	17
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	17
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	18
QUARTERLY INSPECTION	19
WARRANTY AND DISCLAIMER.....	20



INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Shoprider® Portable scooter. The scooter is the ultimate combination of style, comfort and portability.

The GK8, GK8-3 comes with three interchangeable colors, giving you the choice of a different color every day, and includes several innovative and convenient features.

The scooter goes with you wherever you go and can be assembled or disassembled in just seconds with wireless quick-connect components. The scooter is super light and compact, and can be stored in small areas such as the trunk or back seat of your car. The compact features support easy transportation of your scooter for today's active lifestyle.

The scooter can be used in confined spaces both indoors and out. Direct drive transaxle and electromagnetic brake give a safe and efficient ride. We know that the scooter portable scooter will provide many years of mobility for you.

Please ensure that you read this manual carefully, it is important for your safety that you understand the guidelines and instructions given.

SHOPRIDER®

FEATURE GUIDE

1. Tiller control head	2. Detachable seat with fold down back and removable pads	3. Removable flip-up arm rests
4. Detachable basket	5. Detachable battery-pack	6. Tiller adjustment knob
7. Swivel seat lever and seat release lever	8. Puncture proof tires	9. Anti-tip wheels
10. Tiller lock for transport (For Safety, this lock is designed to break away if the scooter is driven when locked)	11. Front bumper	12. Detachable color-changing panels (Secured by Velcro-simply pull panel off to change)



GK4



4 GK8



SAFETY ADVICE

- DO NOT carry passengers.
- DO NOT exceed inclines over 6 degrees (10% grade).
- DO NOT turn on steep inclines.
- DO NOT turn suddenly at high speeds.
- DO NOT get on or off the scooter unless the brake is on and the scooter is switched off.
- DO NOT switch off the scooter while the scooter is moving.
- DO NOT drive the scooter where you can not safely or legally walk.
- DO NOT drive the scooter on the road, street or highway.
- DO NOT attempt to drive over curbs greater than 1.5 inches in height. Doing so could cause your scooter to turn over, causing injury or damage to the scooter.
- DO NOT drink or use a mobile phone when driving your scooter.
- DO NOT exceed the suggested user weight limit. Doing so, could cause personal injury and invalidate the warranty.
- ALWAYS keep your feet on the scooter when moving.
- Consult your doctor if there is any doubt about your ability to use a scooter safely.
- ALWAYS slow down and proceed carefully when traveling over rough or uneven ground.
- For individuals with balance problems practice getting on the scooter with assistance of a qualified healthcare professional.
- DO NOT operate the scooter without anti-tip wheels installed.
- DO NOT use an escalator to move a scooter between floors. Serious injury could occur.
- DO NOT drive the scooter on an incline that has oil, water or ice film on it.
- DO NOT try to lift the scooter by its seat, tiller, or any removable parts. Any of these could cause injury to the user or damage to the scooter.
- DO NOT use parts or accessories that are not authorized by Shoprider®.
- Before sitting in or exiting the scooter, REMOVE the key from the ignition. This will insure the POWER is off and the scooter can not move under its own power.
- As a general precaution, always remove the key from the ignition while the scooter is not in use. This will prevent use by untrained and unauthorized persons.
- DO NOT connect any medical device to the scooter battery. This could cause failure of the device, the scooter and personal injury.
- Make sure the tiller is properly adjusted to the user or damage and injury could result.
- DO NOT transport in a vehicle WHILE seated on the scooter. Shoprider® will not be responsible for any injury or damage that might result.
- DO NOT use the scooter in the rain or near any other water source where the scooter may get wet. Direct exposure to rain or dampness could cause damage to the scooter electrical components.
- For maximum battery life, make sure to fully charge batteries for up to 12 hours prior to first use.



EMI WARNING

Shoprider® scooters may be susceptible to electromagnetic interference (EMI), which is a kind of interfering electromagnetic energy (EM) emitted from sources such as radio stations, TV stations, amateur radio (HAM) transmitters, two-way radio, and cellular phones. The interference (from radio wave sources) can cause the scooter to release its brakes, move by itself, or move in unintended directions. It can also permanently damage the scooter's control system.

The sources of radiated EMI can be broadly classified into three types:

1. Hand-held portable transceivers (transmitters-receivers) with the antenna mounted directly on the transmitting unit. Examples include: citizens band (CB) radios, "walkie talkie", security, fire and police transceivers, cellular telephones, and other personal communication devices.

NOTE! Some cellular telephones and similar devices transmit signals while they are ON, even when not being used.

2. Medium-range mobile transceivers, such as those used in police cars, fire trucks, ambulances, and taxis. These usually have the antenna mounted on the outside of the vehicle.
3. Long-range transmitters and transceivers, such as commercial broadcast transmitters (radio and TV broadcast antenna towers) and amateur (HAM) radios.

NOTE! Other types of hand-held devices, such as cordless phones, laptop computers, AM/FM radios, TV sets, CD players, and cassette players, and small appliances, such as electric shavers and hair dryers, so far as we know, are not likely to cause problems to the scooter.

Scooter Electromagnetic Interference (EMI)

Because EM energy rapidly becomes more intense as one moves closer to the transmitting antenna (source), the EM fields from hand-held radio sources (transceivers) are of special concern. It is possible to unintentionally bring high levels of EM energy very close to the scooter's control system while using these devices. This can affect scooter movement and braking. Therefore, the warnings listed below are recommended to prevent possible interference with the control system of the scooter.



WARNINGS

1. Do not operate hand-held transceivers (transmitters-receivers), such as citizens band (CB) radios, or turn ON personal communication devices, such as cellular phones, while the scooter is turned ON.
2. Be aware of nearby transmitters, such as radio or TV stations, and try to avoid coming close to them.
3. If unintended movement or brake release occurs, turn the scooter OFF as soon as it is safe.
4. Be aware that adding accessories or components, or modifying the scooter may make it more susceptible to EMI.

NOTE! There is no easy way to evaluate the overall immunity of the scooter.

5. Report all incidents of unintended movement or braking to your Shoprider® provider, and note whether there are sources of EMI nearby.

WARNING! Shoprider® is not responsible for damage or injury incurred due to improper and unsafe use of our scooter.

SHOPRIDER®

ADJUSTMENTS

Tiller Angle Adjustment (Fig 1)

At the base of the tiller is a round knob.

Turn the knob counterclockwise to loosen the tiller and select the desired tiller angle. Turn the knob clockwise to securely lock the tiller into place.

NOTE: For Safety, this lock is designed to break away if the scooter is driven when locked.




Figure 1

Folding the Tiller (Fig 2)

Fold down the tiller by loosening the tiller angle adjustment knob located at the base of the tiller (fig 1). Tighten knob to lock tiller in place. You may lock the tiller assembly into place so that it doesn't swing from side to side by lifting the yellow tiller lock lever up (fig 1) and to the right. (Do not forget to unlock the tiller lever lock when driving scooter. For safety reasons, this lock is designed to breakaway if scooter is driven while locked)



Figure 2

Seat Removal (Fig 3)

Fold down the back of the seat. Lift the swivel seat release handle up to lift the seat up and off the seat post.



Figure 3

SHOPRIDER®

Seat Height Adjustment (Fig 4)

Remove seat as described (fig 3). Remove battery pack (refer to disassembly section). Using two 13mm wrenches, remove locking bolt and nut. Adjust seat post up or down to desired position. The seat height can be adjusted to five different positions by inserting the locking bolt in the desired hole. Replace washer and nut and tighten. Replace battery pack and seat.

Serial Number (Fig 4)

The scooter serial number is located on the seat post and consists of a combination of 13 numbers and letters. Shoprider® recommends that you write the serial number down on the back of this manual for future reference.




Figure 4

Armrest Width Adjustments (Fig 5)

On the underside back of the seat there are two arm rest hand knobs, one on each side. Turn hand knobs counterclockwise to loosen. Loosening the arm rest hand knob allows the armrest width to be adjusted or arm rest to be removed. Once the desired positions of the arm rests are set, tighten the hand knobs by turning clockwise to lock the arm rests into place.

Armrest Adjustments (Fig 5)

The armrests are hinged and can be pulled up and out of the way for sideways transfer. Pull arm rest up and back.



Figure 5

SHOPRIDER®

SCOOTER TILLER CONTROLS (FIG 6)

Speed Controls

The speed control allows you to set a speed between slow (turtle) and fast (rabbit).

Battery Level Indicator Gauge

Where the needle sits, shows the amount of charge left in your batteries. The amount of charge will only show at its true level when the scooter is in drive. Always charge the batteries completely before beginning out on any journey.

Caution – Do not allow the gauge needle to go down completely as complete discharge of the batteries could cause irreversible battery damage.

Horn

A yellow button on top of the tiller operates the horn.

Thumb Lever Controls

The left thumb lever controls the reverse and the right thumb lever controls the forward motion. The amount of pressure applied to each lever will determine the speed the scooter travels at up to the speed selected. Release the thumb lever and the scooter will automatically come to a stop as the electromagnetic brake is applied to the motor.

On/Off Key Switch

Insert the key into the key switch located on top of the tiller. Turn the key and the battery gauge needle will move. There may be a slight delay before the thumb lever control can be operated, while the main controller checks the circuits.

Electromagnetic Brake

The brake is automatically operated when the thumb control levers are pressed or released. There is a slight delay when the scooter accelerates and decelerates; this allows the scooter to start smoothly and come to a smooth stop.



Figure 6

SHOPRIDER®

DRIVE/FREEWHEEL OPERATION (FIG 7)

The drive/freewheel lever (yellow ball handle) is located under the seat at the right rear of unit. This lever allows you to disengage the drive mechanism and push the scooter while in freewheel mode. To disengage the drive mechanism (neutral), move the lever forward (the scooter can now be pushed). To re-engage the drive mechanism (drive), move the lever backward (now the unit may be driven).

Note: The scooter will not operate while the drive/freewheel lever is in the neutral position (forward). The scooter must be turned off, lever moved backward (drive position) and then turned on in order to reset the circuits.

WARNING! Always re-engage the free wheeling device after use. Failure to do so may result in injury.

Anti-tip wheels

The anti-tip wheels are located at the rear of the scooter frame (Fig 7). The scooter should not be used unless the anti-tipping wheels are in place.

Shoprider® is not responsible for damage or injury incurred due to improper or misuse of the scooter.

Scooter serial number

The scooter serial number is located on the seat post and consists of a combination of 13 numbers and letters. Shoprider® recommends that you write the serial number down on the back of this manual for future reference. Refer to Fig 4.





Figure 7

SHOPRIDER®

Battery Pack Lock

Battery pack lock allows for the battery pack to be locked in place. This feature minimizes the movement of the battery when the scooter is used on rough or bumpy terrain. Lever easily engages and disengages for easy disassembly.



Battery pack lock lever (in the locked position)



Battery pack lock lever (in the unlocked position)



STARTING TO DRIVE YOUR SCOOTER

First Time Use

Prior to using your Portable scooter for the first time, you must charge the batteries fully (refer to Battery Charging Procedures). Charging may take up to 12 hours. Charging the batteries completely prior to first time use will benefit battery efficiency. Failure to do so may cause permanent damage.

Getting Started

- Select a level area with plenty of space.
- Mount the scooter by pushing the arm upward out of the way and sliding onto the seat or swivel the seat around to mount. Use the arm rest for support if necessary.
- Adjust the tiller and seat as previously described.

Starting Scooter Movement

- Ensure that you are seated in a comfortable position.
- Turn the key to the on position.
- Your speed setting should be on or near the turtle (slow).
- Push your right thumb lever (yellow) and the scooter will move forward slowly. The harder you push, the faster the scooter goes but will only reach the speed level that has been selected.
- Release the lever and the scooter will slowly come to a stop as the magnetic brake automatically engages.

Steering

Steering the scooter is light and easy. When starting off ensure that you give a wide clearance when turning so that the rear wheels clear any obstacle that you are passing. When steering through limited spaces such as a doorway or when turning around, turn the tiller handles where you want to go and apply power gently. The scooter will turn very tightly, but will still move with complete stability as long as the speed is not too high.

Reversing

Before reversing ensure that the area behind is free from any hazards or obstructions. Adjust your speed setting to a low setting before you move in reverse. Push your left thumb lever (black), and steer wide of all corners and obstacles.

Dismounting

Before dismounting ensure that the key is turned to the off position. Dismount the scooter by pushing the arm upward out of the way and sliding off the seat or swivel the seat around to dismount. Use the arm rest for support if necessary.

CAUTION: Please ensure that care is exercised when mounting or dismounting the scooter and that the tiller and foot rest is not used for support.

SHOPRIDER®

EXTRA GUIDELINES IN THE CONTROL OF YOUR SCOOTER

Ramps

The stability of your scooter is governed by several factors such as the seating position, the angle of the slope and your height and weight. When approaching an incline, do so directly and not at an angle and where ever possible avoid making turns. When going down a ramp or slope keep the speed settings to slow. This will ensure there is a safe controlled descent. When the thumb levers are released the scooter will slowly stop.

Safe Climbing Angle

Always follow the guidelines of the safe climbing angle as shown in figure 8.

Caution - Do not turn off the control key while the unit is in motion

Grass and Gravel

Please follow the guidelines given previously and your scooter will perform admirably over many surfaces. Avoid long grass, loose gravel and sand.

NOTE: You should not operate your scooter in wet weather or on wet surfaces. This may cause the motor to short out or cause other irreversible damage.

NOTE: To preserve battery charge, your scooter may go into sleep mode after being idle for a few minutes. To remove from sleep mode, turn the key off and back on again.




Figure 8

SHOPRIDER®

TRANSPORT / STORAGE

The Portable scooter is designed to be quickly and easily disassembled into sections for transportation and storage. Follow these simple guidelines for disassembly:

Disassembly (Fig 9 & 10)

- 1) Remove the front basket: Lift basket up and off.
- 2) Fold the seat down and remove: Pull yellow swivel seat lever up and lift seat up and off.
- 3) Remove battery pack: Lift battery pack up and off using handle (Note: battery pack is secured by Velcro).
- 4) Fold tiller down and lock into place: Loosen tiller adjustment knob, lower tiller, and tighten adjustment knob. Lock tiller assembly by pulling yellow lever up and to the right.
- 5) Detach rear section from front section: Detach lever (yellow) is located in the rear of the scooter next to the freewheel lever. Slide lever to “detach” and separate rear section from front section.



Figure 9



Figure 10



BATTERIES AND BATTERY CHARGING

The Shoprider® Portable scooter is supplied with maintenance-free, sealed lead acid batteries. For easy handling, the batteries are contained within a battery pack. Battery life and performance may be affected by temperature, terrain, condition of battery, the weight of the user, and care of batteries. The battery needle gauge is only a guide and is most effective when the scooter is moving, only then is the true discharge level displayed.

- When the scooter stops the battery needle gauge may indicate full.
- An active user can use up to 30% of battery capacity or more per day.
- Inactive users may only use 50% of battery capacity in a week.
- In both these instances the battery should be put on charge over night.

Keeping the batteries charged will extend the life of the batteries

Battery Charger

The battery charger is a 2-amp transformer type off board. The Portable scooter has a built in charger port on the rear side of the battery pack. This special feature allows the batteries within the battery pack to be charged without the scooter. A compartment built into the battery pack is designed to store the battery charger when not in use.

First Time Use

Prior to using your Portable scooter for the first time, you must charge the batteries fully (refer to Battery Charging Procedures). Charging may take up to 12 hours. Charging the batteries completely prior to first time use will benefit battery efficiency. Failure to do so may cause damage.

Charging

To charge the batteries connect the 3-pin male plug lead into the 3-pin female battery-charging socket located on the battery pack. Plug the A/C cord plug into the wall socket and the other end into the charger (2-pin). The battery charger has two indicator lights. The red light shows the batteries are charging. When the light turns green while connected to the charging port the batteries are fully charged. Once the batteries are completely charged, unplug the A/C cord from the wall then unplug the 3-pin lead from the battery pack.

WARNING: Only use the original Shoprider® approved charger!

This charger is for indoor use only. DO NOT expose it to rain or water spray.

Do not leave the charger plugged into the charger port if the charger is not charging.



MAINTENANCE

Tires

Since your tires are flat free tires, there is no need to ever worry about tire air pressure.

General Maintenance and Lubrication

- Inspection for loose wheel bolts, seat and arm tightening bolts, and other nuts and bolts is recommended on a regular basis.
- Most lubricated components on the Portable scooter are designed to be maintenance free and are sealed. Therefore lubrication is not required for these components. However, the driving axles and seat post should always have a very light coat of multipurpose grease.

DO NOT USE TOO MUCH GREASE!

Drips may stain or damage carpets, furnishings, etc.

- It is recommended that the driving axles (inside the drive wheel assembly) be checked and cleaned occasionally for hair and debris build-up, which will hinder the performance of the unit.
- Check the batteries on a regular basis. For extended battery life, it is highly recommended that the batteries be fully charged after each use. If the batteries are weak, severely discharged or old, a variety of problems may occur with the unit including charging problems, reduced speed, loss of range, and others. Please contact your local Shoprider® provider for battery replacement.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Circuit Breaker (Reset Button)

Your scooter is fitted with the latest in electronic controls that are programmed to protect the electrical system from abnormal overloads. Provided for extra protection is a circuit breaker, located on the side of the battery pack. Should there be a situation where your scooter stops for no apparent reason, please check that the circuit breaker has not popped.

NOTE: To preserve battery charge, your scooter may go into sleep mode after being idle for a few minutes. To remove from sleep mode, turn the key off and back on again.

Check List

If your scooter fails to operate, please check the following:

- Unit is switched on.
- Drive/Freewheel mechanism is in the drive position.
- All plugs and connectors are clean and firmly connected.
- Battery level shows full charge.

If the free wheel device has been operated with the scooter switched on, then the scooter will not operate until the ignition key has been switched off and then on again.

Please consult your dealer if your scooter does not run after checking these points.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNIT SPECIFICATIONS		GK4	GK8
Overall Dimensions: L ¹ x W x H	in	40.5"x20"x33"	44"x22"x33"
Number, Size of Tires	Front	2,7"	2,7"
	Rear	2, 8"	2, 8"
Suggested User Weight (on the Level Road)	lb	MAX. 250	MAX. 250
Total Weight (w/ 12Ah Battery Pack, Basket, Seat)	lb	90	94
Battery Module Capacity	V_Ah x Pcs	12V12Ah x 2	12V12Ah x 2
Charger	AMPS	Off Board (2A)	Off Board (2A)
Output Power of Motor	hp	0.5	0.5
Maximum Speed ²	mph	3.1~3.8	3.8~4.5
Safe Climbing Angle, Max. Single User Weight	% (°)	Figure 8	
Range ³ (After the battery and mechanical moving parts fully break in, test by 91kg user weight including dummy)	mile	6.3~7.5	5.6~7.5
Turning Radius	in	44.5	37"

*****ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE*****

1. Include the Anti-Tip wheels.
2. Driver weight may exceed weight of the unit; speed must be reduced when turning.
3. The actual driving range varies with the factors shown below:
 - a) the weight of occupant
 - b) ground surface
 - c) battery conditions
 - d) type of charger
 - e) ambient temperature
 - f) the way of driving
 - g) terrain



QUARTERLY INSPECTION

For your own safety, quarterly inspection and service on the product with signature by an authorized dealer is strongly recommended. There may be a nominal dealer inspection fee for this service not covered by warranty. Maintenance records (below) should be kept at all times. The manufacturer / distributor / vendor will be indemnified from any product liability claim if the above maintenance / service requirement is not met.

NOTE! Regular (Monthly) inspection is strongly recommended by the manufacturer to ensure ultimate performance of the vehicle.

Service Record:

Date of Purchase: / /

Purchaser: _____

Model #: **Serial #:** _____

Provider Unit Was Purchased From: _____

M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y
M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y
M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y
M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y
M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y
M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y	M / D / Y



WARRANTY

Please refer to warranty information included with unit.

DISCLAIMER

Congratulations on your purchase of the **Shoprider®** Portable scooter. It is not intended to be used by individuals with physical limitations that could prevent the user from operating this unit safely. **Shoprider®** disclaims all responsibility for any personal injury or property damage, which may occur as a result of improper or unsafe use of its products. Mechanical or electrical defects will be dealt with on a contingency liability basis.

The preceding guidelines are intended to assist you in the safe operation of your powered scooter. If you should have any questions about the correct operation of your scooter, please contact your authorized **Shoprider®** provider.

Model Name:

Serial No.

Provider's Stamp

P/N :