

VAH
IHO
C € 0482



approved for disinfection of ultrasound heads
manufactured by:
**GE | TOSHIBA | SIEMENS | PHILIPS | HITACHI
SHIMADZU | SONOACE | ALOKA | SONOSITE
ESAOTE | SAMSUNG MEDISON**

approved for disinfection of
gas detectors with CO sensor
HONEYWELL

approved by
WEINMANN

Δραστικές ουσίες σε 100g υγρού διαλύματος: 0.25g Didecyl dimethyl ammonium chloride; 0.5 g Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Διαστάσεις	Κωδικός
Πακέτο	12	80 μαντ.	20 x 22 cm	141.111.80

CLEANISEPT® WIPES MAXI

Υγρά μαντηλάκια μιας χρήσεως, χωρίς αλκοόλη, για την ταχεία απολύμανση

- για την απολύμανση επιφανειών των ιατρικών συσκευών και άλλων επιφανειών επαφής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- ταχεία δράση, ιοκτόνο συμπτ. παποβαϊούς
- εξαιρετική συμβατότητα υλικών

Τα **CLEANISEPT® WIPES MAXI** είναι μαντηλάκια απολύμανσης χωρίς αλκοόλ για ταχεία απολύμανση και καθαρισμό του ιατρικού εξοπλισμού και μεγάλων πλαστικών επιφανειών όλων των ειδών, καθώς και σε όλους τους τομείς της επεξεργασίας τροφίμων. Ιδιαίτερα κατάλληλα για ιατρικές συσκευές που είναι ευαίσθητες στο αλκοόλ. Επιπλέον, δεν περιέχουν ούτε αλδεΐδες ούτε φαινόλες και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από το κουτί, ξεχωριστά και γρήγορα ώστε να είναι έτοιμα για χρήση.

Αντιμικροβιακές ιδιότητες		30 δευτ. 1 λεπτό		
Βακτήρια και μύκητες				
Συστατική εφαρμογή για απολύμανση επιφανειών (4-τομέα test, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	EN 16615	μηχανική δράση για μολυσμ. συνθήκες		●
Ιοί				
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περιβλήμα	EN 14476	ιός δαμαλίπιδας καθαρές συνθήκες	●	
Πρόσθετα αποτελέσματα EN test				
Βακτηριοκτόνο	EN 13727			●
Μυκητοκτόνο (C. albicans)	EN 1275			●
Μυκητοκτόνο (C. albicans) (medical area)	EN 13624	μολυσμ. συνθήκες		●

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)
Να χρησιμοποιήσετε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.

