

VAH

IHO

CE 0482



approved for disinfection of
gas detectors with COsensor
HONEYWELL

Δραστικές ουσίες σε 100g: 0.25 g Didecyl dimethyl ammonium chloride; 0.5 g Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Κωδικός
Φιάλη	12	1 l	141.143.1000
Δοχείο	3	5 l	141.143.5000

DESCOSEPT spezial

Μη αλκοολούχο υγρό για ταχεία απολύμανση

- ιδανικό για ακρυλικό γυαλί
- εξαιρετική καθαριστική ιδιότητα
- μικρός χρόνος δράσης

Το **DESCOSEPT SPEZIAL** είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, χωρίς αλκοόλες, κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση ευαίσθητου ιατρικού εξοπλισμού και επιφανειών, όπως οθόνες, θερμοκοιτίδες, μόνιτορ κτλ. Είναι ιδανικό και για παιδότοπους.

Αντιμικροβιακές ιδιότητες			30 δευτ. 1 λεπτό	
Βακτήρια και μύκητες				
Σύσταση αίτηση για απολύμανση επιφανειών (δοκιμή 4-τομέα, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	EN 16615	μηχανική δράση για μολυσμένες συνθήκες		•
Ιοί				
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περιβλήμα συμπτ. HBV/HIV/HCV	EN 14476	ιός δαμαλίπιδας (MVA), καθαρές συνθήκες	•	
Πρόσθετα αποτελέσματα EN test				
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	μολυσμένες συνθήκες		•
Μυκητοκτόνο (C. albicans)	EN 1275			•
Μυκητοκτόνο (C. albicans)	EN 13624	μολυσμένες συνθήκες		•

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)

Να χρησιμοποιήσετε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.

