

C € 0482



recommended/ approved by:

STORZ

Δραστικές ουσίες σε 100g: 2.0 g γλουταραλδεϋδη

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενα	Κωδικός
Δοχείο	3	5 l	141.220.5000

DESCOTON 2 % GDA

Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό για εργαλεία και ενδοσκόπια

- με βάση την γλουταραλδεϋδη
- φιλικό προς υλικά - κατάλληλο για ενδοσκόπια
- ταχεία δράσης

Το **DESCOTON 2% GDA** είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, ελεύθερο φορμαλδεϋδης και φαινολών, για την απολύμανση ιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων. Περιέχει 2% γλουταραλδεϋδη ως κύριο συστατικό, καθώς επίσης και αναστολείς σκουριάς. Η δράση του διαρκεί έως και 28 ημέρες.

Αντιμικροβιακές ιδιότητες			30 δευτ.	1 λεπτό	5 λεπτό	48 επτ.
Βακτήρια και μύκητες						
Βακτηριοκτόνο	EN13727	μολυσμένες συνθήκες	•			
Μυκητοκτόνο (Candida albicans)	EN13624	μολυσμένες συνθήκες	•			
Φυμαιοκτόνο (M.terrae)	EN14348	καθαρές συνθήκες			•	
Σποριοκτόνο (Clostridium difficile)	AFNOR NF T72-231					•
Ιοί						
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περιβλήμα	RKI/DVV	συμπλ. HBV/HIV/HCV	•			

