

## DISINFECTION TUBS

### Κάδοι απολύμανσης για ιατρικά εργαλεία



- βυθίζετε μέσα σε διάλυμα
- συμμορφώνονται με τις συγκεντρώσεις και χρόνους έκθεσης
- συμπληρώνετε τον κάδο με το διάλυμα με την ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Η διαδικασία απολύμανσης απαιτεί την εφαρμογή των κάδων με εσωτερικό καλάθι και κάλυμμα. Εάν το διάλυμα αντικαθίσταται - τουλάχιστον μία φορά κάθε εργάσιμη ημέρα - τα δοχεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πολύ καλά με ένα απολυμαντικό επιφανειών. Η απολύμανση πρέπει να λάβει τη συμβατότητα των συστατικών του (των επιφανειακών και των εργαλείων απολυμαντικών) υπόψη. Συνιστάται να αλλάζει το απολυμαντικό διάλυμα κάθε εργάσιμη ημέρα.

Χωρητικ.	Διαστάσεις κάδο	Διαστάσεις εσ. καλαθίου	Κωδικός
1 L	223 x 149 x 91 mm	145 x 112 x 70 mm	141.401.1000
3 L	315 x 206 x 125 mm	205 x 160 x 100 mm	141.401.2000
4 L	343 x 213 x 125 mm	280 x 192 x 112 mm	141.401.4000
5 L	394 x 260 x 156 mm	255 x 200 x 125 mm	141.401.5000
10 L	870 x 235 x 160 mm	695 x 170 x 128 mm	141.401.10000

