



ΑπλάProfessional!

Το AVANTI PRO συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά του AVANTI με τα πλεονεκτήματα ενός ενιαίου σκελετού με ενσωματωμένα υποπόδια. Έτσι δημιουργείται ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο με υψηλή συμβατότητα και προσαρμογή.

Η σπορ εμφάνιση του AVANTI PRO προέρχεται από το απλό του πλαίσιο και το συνδυασμό των μαύρων μερών του με το νέο design της πλάτης. Το Avanti Pro είναι εξοπλισμένο με το νέο ελαφρύ υποπόδιο μαγνησίου. Αυτό ασφαλίζει με σιγουριά, εγγυάται την σταθερότητα και διατίθεται σε 10 cm ή 15 cm βάθος.

Το AVANTI PRO είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του AVANTI PRO

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Αναδιπλούμενος σκελετός (χιαστή).
- Σταθερό υποπόδιο μαγνησίου με ρυθμιζόμενο μήκος.
- Διατίθεται σε 13 διαφορετικά χρώματα.
- Το χρώμα του πιρουνιού και του «vario block» μπορούν να διαφέρουν για ακόμα μεγαλύτερη αξιολόγηση.
- Διατίθεται σε δύο μεγέθη σκελετού: στάνταρ / μακρύς.
- Ελάχιστο βάρος αμαξιδίου: 8,5 Kg
- Μέγιστο βάρος επιβάτη: 135 Kg
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.
- Επιλογή πλαϊνού με ρυθμιζόμενο καθ' ύψος υποβραχιόνιο.
- Φρένα που εφαρμόζονται με ελάχιστη δύναμη.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	352 ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	353 ΜΑΚΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	360-580	360-580
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	Πλάτος καθίσματος +190mm (+180mm με πλαϊνά κωδ. 100)	
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280	
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	350-430	460-500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	440-520	440-520
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	420-520	420-520
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	920	920
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	340-440	340-440
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	200-290	200-290
ΜΗΚΟΣ ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ (mm)	870/960	925/1015
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	135	
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	από 11	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	από 146	
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	8,5	
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	610mm (24")	
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	5", 5,5", 7"	
ΓΩΝΙΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	0° - 10°	

Το AVANTI και το AVANTI PRO είναι τα οικονομικότερα αμαξίδια της σειράς "ACTIVE" της MEYRA.

Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το AVANTI έχει προσαφαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία ενώ το AVANTI PRO έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα.



Διαθέσιμα χρώματα



Blue metallic



Polar white



Orange metallic



Titanium grey



Magic blue



Red metallic



Deep black



Green metallic



Silverline



Marrakech brown metallic