



Βέλτιστος χειρισμός και μοντέρνος σχεδιασμός.

Το AVANTI είναι ένα active αμαξίδιο που χρησιμοποιείται καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, επιτρέποντας απόλυτη ανεξαρτησία στην κίνηση μας. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό, χάρη στην προσαρμοστικότητα του καθώς οι πολλαπλές ρυθμίσεις του, το κάνουν το απόλυτο αμαξίδιο για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Χάρη στην ποικιλία επιλογών και ρυθμίσεων στην φόρμα παραγγελίας το AVANTI καλύπτει κάθε προσωπική σας ανάγκη.

Το AVANTI είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του AVANTI

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Αναδιπλούμενος σκελετός (χιαστή).
- Διατίθεται σε 13 διαφορετικά χρώματα.
- Το χρώμα του προυιού και του «vario block» μπορούν να διαφέρουν για ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού: κοντός / μεσαίος / μακρύς
- Ελάχιστο βάρος αμαξιδίου ανάλογα με τον σκελετό: 8 Kg / 8,5 Kg / 9 Kg .
- Μέγιστο βάρος επιβάτη ανάλογα με τον σκελετό: 75 Kg / 135 Kg / 160 Kg .
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	ΚΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΜΑΚΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	300-360	360-580	360-580
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	Πλάτος καθίσματος +200mm (+180mm με πλαινό κωδ. 100)		
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280		
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	330-380	350-460	480-530
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	430-500	440-560	440-560
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	400-470	390-520	390-520
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	830	920	920
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	340-400	380-500	380-500
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	165-240	200-290	200-290
ΜΗΚΟΣ ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ (mm)	880/660	1040/770	1120/850
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	75	135	160
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	12	13	14
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	87	148	174
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	8	8.5	9
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	610mm (24"), 560mm (22")		
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	4", 5", 5,5", 7"		

Το AVANTI και το AVANTI PRO είναι τα οικονομικότερα αμαξίδια της σειράς "ACTIVE" της MEYRA.

Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το AVANTI έχει προσαφαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία ενώ το AVANTI PRO έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα.

Διαθέσιμα χρώματα

