



Το στιβαρό αμαξίδιο σε έκδοση XXL.

Το EUROCHAIR XXL είναι ένα ελαφρού τύπου χειροκίνητο αμαξίδιο από **αλουμίνιο**, ιδανικό για **XXL άτομα**.

Είναι πτυσσόμενο με **ενισχυμένη χιαστή** και έχει ρυθμιζόμενα και προσθαφαιρούμενα υποπόδια και πλαϊνά.

Το ύψος και η πλάτη μπορούν να ρυθμιστούν στην βέλτιστη για τον χρήστη θέση.

- Σκελετός αλουμινίου.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- Πτυσσόμενο με **ενισχυμένη χιαστή**.
- Πλάτη με ιμάντες που προσαρμόζονται.
- Πλαϊνά ανακλινόμενα & προσαφαιρούμενα.
- Υποπόδιο αναδιπλούμενο, ρυθμιζόμενο κατά μήκος και με ρυθμιζόμενη κλίση.
- Συμπαγή ελαστικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	500 / 530 / 580 / 650
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	680 / 710 / 760 / 830
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430 / 460 / 500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	430 - 515
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	430 - 515
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420 / 440
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	230
ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	930
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1070
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	840
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	160 / 200
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	16
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	176
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24x1.3/8" συμπαγής
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	180x45 (7") συμπαγής



Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Φρένα συνοδού.
- Ανακλινόμενα υποπόδια.
- Προσκέφαλο.
- Θωρακικά στηρίγματα.
- Οριζόντια μπάρα συνοδού στην πλάτη.
- Τραπέζι εργοθεραπείας.
- Μακριά λαβή φρένου.
- Ενιαία πλάκα υποποδίου.