

## Δυνατό & πρακτικό, με σκελετό από αλουμίνιο.

Το FORMAT είναι ένα ελαφρού τύπου χειροκίνητο αμαξίδιο από **αλουμίνιο**.

Είναι πτυσσόμενο με χιαστή και έχει ρυθμιζόμενα και προσθαιρούμενα υποπόδια και πλαϊνά, προσθαιρούμενους πίσω τροχούς και πολύ μικρό συνολικό πλάτος. Είναι ιδανικό για κέντρα αποκατάστασης και κλινικές καθώς και για μετεγχειρητικές περιόδους. Είναι το καθημερινό σου αμαξίδιο.



## Περισσότερα για το FORMAT

- Σκελετός αλουμινίου.
- Το πιο στενό της κατηγορίας του!  
Πλάτος καθίσματος+180mm.
- Πτυσσόμενο αμαξίδιο με χιαστή.
- Εύκολα αφαιρούμενα και αναδιπλούμενα πλαϊνά.
- Υποπόδια διαιρούμενα, αποσπώμενα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ρυθμιζόμενη κλίση της πλάκας.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480/ 510
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	470 - 510 ρυθμιζόμενο
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	440 - 490 ρυθμιζόμενο
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	215
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1040
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	960
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	17.5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	147.5
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	10.5
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24x1.3/8" συμπαγής
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	180x45 (7") συμπαγής

## Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Φρένα συνοδού.
- Ανακλινόμενα υποπόδια.
- Προσκέφαλο.
- Θωρακικά στηρίγματα.
- Μπάρα συνοδού.
- Τραπέζι εργοθεραπείας.