



Το σπορ αμαξίδιο για κάθε μέρα.

Το HURRICANE EVERYDAY είναι ένα αμαξίδιο ελαφρού τύπου για ενεργούς και απαιτητικούς χρήστες.

Συναντήσαμε το HURRICANE μόνο στην αθλητική του έκδοση, η Meyra καινοτομεί και μας παρουσιάζει ένα δυνατό αμαξίδιο εμπνευσμένο από την αθλητική έκδοση για καθημερινή χρήση.

Μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στο σώμα του χρήστη αφού πρόκειται για ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made wheelchair).

Το HURRICANE EVERYDAY μας δίνει την επιλογή φρένου πεταλούδας ή πίεσης.

Το HURRICANE EVERYDAY είναι ένα custom made αμαξίδιο.

**Παραγγέλλετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος
και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες !**

Πλεονεκτήματα του HURRICANE EVERYDAY

- Κατασκευάζεται από ελαφρύ και ανθεκτικό αλουμίνιο.
- Κάθε διάσταση εφαρμόζεται στο εκατοστό, η δε πλάκα υποποδίου κατασκευάζεται για εσάς στο χιλιοστό.
- Μέγιστο βάρος χρήστη έως 150Kg.
- Διατίθεται σε 6 χρώματα: Φυσικό αλουμίνιο, γκρι, καφέ, ματ μαύρο, βαθύ μαύρο, άσπρο.
- Επιλογή για πλάτη «ATMO» που αναπνέει.
- Τρεις επιλογές χειρολαβών.
- Επιλογή κλίσης camber 1º, 3º, 6º ή κατά παραγγελία.
- Τρεις επιλογές φρένου: πεταλούδας, πίεσης ή αλουμινίου.
- Πλαϊνό αλουμινίου ή carbon.



HURRICANE S

Ακόμα πιο ελαφρύ!

Το HURRICANE EVERYDAY
με σκελετό τύπου S
(ανοιχτό σκελετό) .

το HURRICANE S είναι ακόμα
πιο ελαφρύ και ενδείκνυται
για χρήστες με μέγιστο βάρος
έως 100 Kg.

