

Το κορυφαίο αναδιπλούμενο αναπηρικό αμαξίδιο.

Το νέο αναπηρικό αμαξίδιο NANO X (μοντέλο 2021) είναι το κορυφαίο αμαξίδιο αναδιπλούμενου σκελετού (χιαστή) με εμφάνιση και χαρακτηριστικά ενός αμαξιδίου σταθερού σκελετού (rigid).

Διπλώνει εύκολα για την μεταφορά του αλλά ταυτόχρονα παρέχει την βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά και έλεγχο για έναν ενεργητικό χρήστη.

Παράλληλα το NANO X παρέχει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να διαμορφώσετε την γεωμετρία του απόλυτα σε εσάς!



Το NANO X είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του NANO X

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Αναδιπλούμενος σκελετός με εμφάνιση ανοιχτού πλαισίου.
- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους και κλίση καθίσματος.
- Διακριτική και παράλληλα ανθεκτική διπλή χιαστή με κουμπώματα ασφαλείας.
- Διατίθεται σε 17 διαφορετικά χρώματα και με πληθώρα επιλογών για να το εξατομικεύσετε.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	480 / 500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	450 έως 530
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	360 έως 510
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	Ύψος καθίσματος πίσω + Ύψος πλάτης
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	από 250 έως 450 (+/-15mm)
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	720 έως 920 *
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	από 9
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	από 145
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	6,5
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" / 25" / 26"
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	4" / 5" / 5,5"
ΚΛΙΣΗ CAMBER	0° ή 3°

* εξαρτάται από το μήκος του σκελετού, την διάσταση του πίσω τροχού και την ρύθμιση του κέντρου βάρους



Το πιο στιβαρό αμαξίδιο που διπλώνει.

Με μοντέρνα спор εμφάνιση το NANO X "παντρεύει" τα καλύτερα χαρακτηριστικά της χιαστής και του σταθερού σκελετού σε ένα πρωτοποριακά στιβαρό αμαξίδιο.

Διαθέσιμα χρώματα:



Ρυθμίζεται στα μέτρα και στα γούστα σας!

- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Ρυθμιζόμενη κλίση του καθίσματος.

Βρείτε την ιδανική θέση σύμφωνα με τον σωματότυπο και την προτίμηση σας "στην σουζα" και γίνετε πιο ενεργητικός χρήστης με καλύτερο έλεγχο του αμαξιδίου.