

Η νέα γενιά από την MEYRA για ενεργητικούς χρήστες.

Το NANO είναι ένα αμαξίδιο σταθερού σκελετού με ανοιχτό πλαίσιο. Είναι κομψό, αθλητικό και συμπαγές. Σχεδιάστηκε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για μοναδικά χαρακτηριστικά οδήγησης και άνεση.

Το μεταβλητό του κέντρο βάρους και κλίσης θέσης καθίσματος το καθιστούν ιδανικό ώστε να βρείτε την ρύθμιση που σας ταιριάζει και να γίνετε **πιο ενεργητικός χρήστης με καλύτερο έλεγχο.**

Η μεταφορά του πολύ εύκολη, απλά διπλώστε την σπαστή πλάτη και αφαιρέστε τα πλαϊνά και τους πίσω τροχούς.



Το NANO είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλντε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του NANO

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Σταθερός σκελετός με ανοιχτό πλαίσιο.
- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Διατίθεται σε 17 διαφορετικά χρώματα.
- Σπαστή πλάτη.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού: κοντός / στάνταρ / μακρύς.
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.
- Επιλογή για πίσω τροχούς «ACTIVE» σε διάφορα χρώματα.
- Επιλογή για εμπρός τροχούς «FROG» σε ασημί, μαύρο, μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο και άσπρο για ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	470 / 490 / 510 / 530 / 550 / 570 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	450 έως 530
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	360 έως 510
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	Ύψος καθίσματος πίσω + Ύψος πλάτης
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	από 250 έως 450 (+-15mm)
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	720 έως 920 *
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	από 9,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	από 139,5
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	6,5
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" / 25" / 26"
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	4" / 5" / 5,5"
ΚΛΙΣΗ CAMBER	0° ή 3°

* εξαρτάται από το μήκος του σκελετού, την διάσταση του πίσω τροχού και την ρύθμιση του κέντρου βάρους



Το NANO σας "μαθαίνει" να είστε πιο ενεργητικοί χρήστες.

- Ρυθμίστε εύκολα:**

 - Το κέντρο βάρους.
 - Την κλίση του καθίσματος.
- Βρείτε την ιδανική θέση:**

 - Πιο ενεργητικός χρήστης.
 - Καλύτερος έλεγχος του αμαξιδίου.

Διαθέσιμα χρώματα:



Εμπιστευτείτε το NANO χωρίς περιορισμούς!

Το NANO είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και σταθερό. Το βέλτιστο πάχος του σκελετού και η υψηλής ποιότητας σύνδεσμοι υπόσχονται μακροχρόνια διάρκεια ζωής.