

TIGA SUB4



Ζυγίζει λιγότερο από 4Kg... ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ !!!

Όσο **ελαφρύτερο** το αμαξίδιο τόσο **λιγότερη ενέργεια** χρειάζεται να καταβάλεις – τόσο απλά.

Η RGK μετά από 30 χρόνια προσπάθειας, κατάφερε να δημιουργήσει το ελαφρύτερο της αμαξίδιο που ζυγίζει λιγότερο από 4kg εγγυημένα!!!

Στα κιλά αυτά περιλαμβάνονται όλα τα στάνταρ μέρη του αμαξιδίου όπως, τα locks των φρένων, τα προστατευτικά πλαϊνά κάρμπον, κάλυμμα υποποδίου κάρμπον, ταπετσαρίες και εμπρός τροχοί αλουμινίου.

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Βάρος από 3.68kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.



Το SUB4 δεν είναι απλά super ελαφρύ, είναι και super δυνατό!

Το Απόλυτο επί παραγγελία αμαξίδιο!

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το TIGA FX δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου». Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του πραγματικού custom made αμαξιδίου.

Ανεβάσαμε τον πήχη... ξανά!!

TIGA
RANGE



Εξατομίκευσε το

- Διάλεξε γυαλιστερό ή ματ σκελετό.
- Διάλεξε το χρώμα των τελειωμάτων.



Αξεσουάρ

- Νέα ρυθμιζόμενη ταπετσάρια mesh χαμηλού προφίλ.
- Από υλικό που σε κρατά δροσερό.
- Ελαφριά και δυνατή με ενισχύσεις από kevlar.



Εύχρηστες επιλογές

- Ελαφριά πλαϊνά από carbon.
- Ελαφρύ υποπόδιο από carbon.
- Δεσίματα από τιτάνιο.
- Ελαφρύ και εύκολο κούμπωμα πλάκας υποποδίου.

