

**GR EN**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΤΕΡΝΑΣ/ΑΓΚΩΝΑ. (ΖΕΥΓΟΣ)**

**USER MANUAL : HEEL / ELBOW PROTECTOR - POLYESTER (PAIR)**



**REF:0807491**

**CE**

## Προοριζόμενη Χρήση:

Το προστατευτικό πτέρνας/αγκώνα προορίζεται για την πρόληψη των ελκών κατάκλισης και είναι κατάλληλο για την μείωση της πίεσης και της τριβής.

## Καθαρισμός:

- Πλένεται στο πλυντήριο με κρύο νερό. Στεγνώστε το σε οριζόντια θέση,
- Δεν πρέπει να σιδερώνεται, να υποβάλλεται σε στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων χλωρίου και η αποστείρωση.



## ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Διατηρήστε το μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για να αποφεύγεται τυχόν διάτρηση ή σχίσσιμο



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε. στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ**

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20 x 14 cm**

### ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:


Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής



Valentine International Ltd.  
8<sup>th</sup> Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road  
221 Hsichih District, New Taipei City  
Taiwan R.O.C.



**MOBIAK S.A**  
KATHIANA AKROTIRIOU  
CHANIA, CRETE-GREECE  
T:+30 28210 63222



Y. Sung Handelsvertretung  
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf  
Deutschland

### **Intended Use:**

The heel / elbow protector is intended to prevent bed sores and is suitable for reducing pressure and friction.

### **Cleaning:**

- Machine washable with cold water. Dry it horizontally,
- It should not be ironed, dry cleaned, the use of chlorine products and sterilization is prohibited.

### **⚠ CAUTION (!):**

- Keep it away from any heat source.
- It should be stored away from sharp objects to avoid perforation or tearing.



### **Environmental Protection:**

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the products' components.

## TECHNICAL FEATURES

**MATERIAL: POLYESTER FIBERS**

**DIMENSIONS: 20 X 14 CM**

### **INCIDENT REPORTING:**


Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.



Valentine International Ltd.  
8<sup>th</sup> Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road  
221 Hsichih District, New Taipei City  
Taiwan R.O.C.



**MOBIAK S.A**  
KATHIANA AKROTIRIOU  
CHANIA, CRETE-GREECE  
T:+30 28210 63222



Y. Sung Handelsvertretung  
**Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf**  
**Deutschland**

Valentine International Ltd.  
8<sup>th</sup> Floor, No. 149, Sec. 2,  
Ta Tung Road, 221 Hsichih District,  
New Taipei City, Taiwan R.O.C.  
Tel: +886 2 8692 6662  
Fax: +886 2 8692 6660  
info@valentine-dynalife.com

## Declaration of Conformity

**Manufacturer:** Valentine International Ltd.  
221 Hsichih District, New Taipei City  
Taiwan R.O.C.

**Authorized Representative:** Y. Sung Handelsvertretung  
Toulouser Allee 9 40211 Dusseldorf  
Deutschland


### Products:

Valentine Item No.	Description
10184-Bariatric	Bariatric Folding Walker
10297/T/BAG	Roll Up Wheelchair Ramp with Bag
10298LH	Portable Wheelchair Ramp
10563	Fracture Bedpan with Lid
11613/16/WH	Suction Grab Bars
12312	Fold Away Grab Bar
14437	Heel/Elbow Protector
60781/R to 60789/R	Dyna-Seal Cast & Bandage Protectors
61016	Deluxe Inflatable Shampoo Ring

I hereby declare that the products specified above are classified as class 1 devices, as in conformity with the requirements of the EU Medical Device Regulation (EU) MDR 2017/745.

This was verified with conformity evaluation procedures according to Medical Device Regulation Annex VIII.

**Authorized signature:**



**Ivory Hung**  
Manager

**Date: May 25 2022**

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual



Ιατρική Συσκευή  
Medical Device



Σήμα συμμόρφωσης CE  
CE Mark



Κατασκευαστής  
Manufacturer



Ημερομηνία Παραγωγής  
Production Date



Κωδικός Προϊόντος  
Product Number



Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης  
Read the instruction for use



Σειριακός Αριθμός  
Serial Number



Μην χρησιμοποιείται εάν το  
κουτί είναι κατεστραμμένο  
Do not use if Package is Damage



Αριθμός Παρτίδας  
Batch Number



Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά  
Right Way Up




Μοναδικός αναγνωριστικός  
κωδικός προϊόντος  
Unique Device Identification



Κρατήστε μακριά από  
ηλιοφάνεια  
Keep away from sunlight



Διατηρήστε Στεγνό  
Keep Dry




Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια  
Stacking Height



Χειριστείτε με προσοχή  
Handle With Care



Εύθραστο  
Fragile



Χρήση Μόνο για  
Εσωτερικό Χώρο In Door  
Use Only



Απόρριψη Ηλεκτρικών  
Εξαρτημάτων  
Waste Electrical and Electronic  
Equipment Directive