



Ο καθημερινός αξιόπιστος σύντροφός.

Βόλτα για ψώνια ή καφέ; Το CL409 σας εγγυάται άνεση και αξιοπιστία. Η θέση καθίσματος με την ρυθμιζόμενη πλάτη είναι μοναδική στην κατηγορία του, ακόμα και για μακρινές διαδρομές.

Διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Πορτοκαλί & Μπλε.

Ο εξοπλισμός του CL 409

- Ζάντες αλουμινίου.
- 2 καθρέφτες.
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.
- Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος και υποβραχιονίων.
- Ρυθμιζόμενο πλάτος καθίσματος.
- Κάθισμα συρόμενο μπρος-πίσω και περιστρεφόμενο 360°.
- Κόρνα.
- Φώτα πορείας LED, φλας, αλάρμ, στοπ.
- Χειρόφρενο.
- Cruise control.
- Αυτόματη μείωση ταχύτητας στις στροφές.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	cm	120
Πλάτος αμαξιδίου	cm	61
Ύψος αμαξιδίου για μεταφορά (διπλωμένο τιμόνι, χωρίς κάθισμα)	cm	60
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος	cm	42-48
Βάθος καθίσματος	cm	41
Πλάτος καθίσματος	cm	45-67
Ύψος πλάτης	cm	45
Εμπρός διάμετρος τροχού	cm	26
Πίσω διάμετρος τροχού	cm	26
Απόσταση από το έδαφος	cm	10
Ακτίνα περιστροφής	m	1,6
Ισχύς κινητήρα (συνεχόμενη λειτουργία)	W	210
Ισχύς κινητήρα (μέγιστη)	W	850
Μπαταρίες (2 τεμ.)		35 Ah
Φορτιστής	A	4
Αυτονομία (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	35
Μέγιστη κλίση ανάβασης	μοίρες / ποσοστό	9° (16 %)
Βάρος αμαξιδίου	Kg	91
Μέγιστο βάρος χρήστη	Kg	136
Μέγιστο συνολικό βάρος (Αμαξίδιο & Χρήστης & Αποσκευές)	Kg	230
Τελική ταχύτητα	km/h	6

