

CITYLINER CL 510

Ο δυνατός σύντροφός στις βόλτες σας.

Το νέο CL510 με τον ισχυρό κινητήρα των 1600W σας πάει παντού.

Το ισχυρό σύστημα φωτισμού τεχνολογίας LED, το αυτόματο φρένο ασφαλείας και το πλήρως ρυθμιζόμενο κάθισμα με αναρτήσεις φροντίζουν για την άνεση και την ασφάλεια σας.

- Ισχυρός κινητήρας 1600W.
- Φώτα LED.
- Η γωνία της πλάτης, το βάθος & ύψος του καθίσματος και των μπράτσων είναι ρυθμιζόμενα.
- Το κάθισμα μπορεί να περιστραφεί 360°
- Πολύ απλό στην χρήση.
- Μοχλός οδήγησης για χειρισμό με τον αντίχειρα και με το δάχτυλο.
- Μηχανικό ξεκλείδωμα του φρένου με ελατήριο.
- Ευκρινής πίνακας ελέγχου με επιλογές προεπιλογής ταχύτητας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	1200 mm
Πλάτος αμαξιδίου	610 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος	420-480 mm
Βάθος καθίσματος	410 mm
Πλάτος καθίσματος ρυθμιζόμενο	540-670 mm
Υψος πλάτης	450 mm
Υψος αμαξιδίου για μεταφορά (διπλωμένο τιμόνι, χωρίς κάθισμα)	600 mm
Εμπρός διάμετρος τροχού	260 mm
Πίσω διάμετρος τροχού	260 mm
Απόσταση από το έδαφος	100 mm
Ακτίνα περιστροφής	1500 mm
Ισχύς κινητήρα (συνεχόμενη λειτουργία)	400 W
Ισχύς κινητήρα (μέγιστη)	1600 W
Μπαταρίες (2 τεμ.)	50 Ah
Φορτιστής	6 A
Αυτονομία (Σε ιδανικές συνθήκες)	35 Km
Μέγιστη κλίση ανάβασης	9° (16 %)
Βάρος αμαξιδίου	93 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη	165 Kg
Μέγιστο συνολικό βάρος (Αμαξίδιο & Χρήστης & Αποσκευές)	260 Kg
Τελική ταχύτητα	6 / 10 Kmh