

# AFISCOOTER BREEZE C3 / C4 plus



## Ποιότητα και αντοχή που ξεχωρίζει !

Η εξαιρετική πολυλειτουργικότητά του νέου AFISCOOTER BREEZE C3 / C4 plus το καθιστά κατάλληλο για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν έναν ενεργό, δυναμικό και ευέλικτο τρόπο ζωής.

Προσφέρει μεγάλη οδηγική άνεση και ασφάλεια. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση με φυσιολογικές διαδρομές και αποστάσεις. Έχει πλούσιο εξοπλισμό όπως ζάντες αλουμινίου, ενισχυμένα αμορτισέρ, καθρέφτες και εργονομικό πάνελ.

Διατηρεί την άψογη ποιότητα κατασκευής και τεχνολογία του μεγάλου του αδερφού (AFISCOOTER S3 / S4) σε πιο βολικό μικρό μέγεθος. Διατίθεται:

- με 3 τροχούς (έκδοση C3) για μεγαλύτερη ευελιξία.
- με 4 τροχούς (έκδοση C4) για καλύτερη σταθερότητα.



## Τα δυνατά σημεία του AFISCOOTER BREEZE C3 / C4

- Τετράτροχο C4 ή τρίτροχο C3 ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξιδίο.
- Αθόρυβος, αυθεντικός **γερμανικός κινητήρας** ενισχυμένος με αγγλικές στεγανές ηλεκτρονικές πλακέτες.
- **Ηλεκτρομαγνητικά φρένα** και επιπλέον μηχανικό φρένο.
- Απορρόφηση κραδασμών με **αμορτισέρ** σε κάθε τροχό.
- **Ζάντες αλουμινίου**.
- Φώτα πορείας, φλας led, αλάρμ, κόρνα & αυτόματη ένδειξη των STOP στο φρενάρισμα.
- Ορθοπεδικό, ανατομικό, περιστρεφόμενο κάθισμα με δυνατότητα στάσης σε πέντε θέσεις, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος & εμπρός-πίσω.
- Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.



Το σκέπαστρο πωλείται ξεχωριστά



### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

|  |            | <b>C3</b>                     | <b>C4</b>                     |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Μήκος αμαξιδίου                        | cm         | 165                           | 137                           |
| Πλάτος αμαξιδίου                       | cm         | 67                            | 67                            |
| Υψος αμαξιδίου                         | cm         | 128                           | 128                           |
| Υψος αμαξιδίου με σκέπαστρο            | cm         | 163                           | 163                           |
| Απόσταση από το έδαφος                 | cm         | 10                            | 10                            |
| Βάρος χωρίς μπαταρίες                  | Kg         | 75                            | 95                            |
| Βάρος σκέπαστρο                        | Kg         | +12                           | +12                           |
| Αυτονομία                              | Km         | 40                            | 40                            |
| Μέγιστο φορτίο<br>(επιβάτης+αποσκευές) | Kg         | 135                           | 150                           |
| Τελική ταχύτητα                        | Km/h       | 15                            | 15                            |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης                 | μοίρες / % | 9° (16 %)                     | 9° (16 %)                     |
| Ακτίνα περιστροφής                     | cm         | 128                           | 170                           |
| Πλάτος καθίσματος                      | cm         | 46                            | 46                            |
| Τροχοί εμπρός                          |            | 4.10/3.50-6"                  | 4.10/3.50-6"                  |
| Τροχοί πίσω                            |            | 4.10/3.50-6"                  | 4.10/3.50-6"                  |
| Μπαταρία                               |            | 12V 50A/h, 2 τεμάχια          | 12V 45-50A/h, 2 τεμάχια       |
| Κινητήρας                              |            | 24V DC, 950W                  | 24V DC, 950W                  |
| Φορτιστής                              |            | 8 Amp                         | 8 Amp                         |
| Χρώματα                                |            | Ασημί / Γκρι / Μπλε / Κόκκινο | Ασημί / Γκρι / Μπλε / Κόκκινο |



Έκδοση με 4 τροχούς



Έκδοση με 3 τροχούς