

RASCAL VEO SPORT



Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο **Rascal Veo Sport** είναι ισχυρό και εξαιρετικά ευέλικτο. Ενδείκνυται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Αποσυναρμολογείται πολύ εύκολα και αυτό το κάνει ιδανικό για ταξίδια.

Έχει αναβαθμισμένο κάθισμα και τροχούς, τιμόνι τύπου «Δ», αναρτήσεις σε όλους τους τροχούς και εντυπωσιακό μοντέρνο στυλ. Είναι ιδανικό για χρήστες που χρειάζονται μεγαλύτερο εύρος και περισσότερη άνεση από τα συνηθισμένα αναδιπλούμενα αμαξίδια.

Διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα : Γκρι & πετρόλ.



Πλεονεκτήματα

- Αναδιπλούμενη πλάτη.
- Ρυθμιζόμενα και αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Αφαιρούμενο καλάθι αποσκευών.
- Περιστρεφόμενο κάθισμα.
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι.
- Συμπαγής τροχοί.
- Αναρτήσεις σε όλους τους τροχούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	cm	108
Πλάτος αμαξιδίου	cm	60
Ύψος αμαξιδίου	cm	88.3
Απόσταση από το έδαφος	cm	6
Απόσταση έδαφος έως κάθισμα	cm	47-49
Πλάτος καθίσματος		45.7
Βάθος καθίσματος		40.6
Μέγιστο Βάρος χρήστη	Kg	129.2
Μπαταρίες (2 τεμάχια)		12V / 22Ah
Τελική ταχύτητα	km/h	6.4
Αυτονομία	Km	21
Ηλεκτροκινητήρας	W	200
Μέγιστη κλίση ανάβασης	μοίρες / %	8° (14 %)
Ακτίνα περιστροφής	cm	140
Τροχοί εμπρός		8" συμπαγής
Τροχοί πίσω		8" συμπαγής



Εύκολη αποσυναρμολόγηση για μεταφορά

**Αποσυναρμολογείται σε 5 τεμάχια.
Το βαρύτερο ζυγίζει 20,2 Kg**

