

Το ιδανικό ηλεκτρικό αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου για παιδιά και έφηβους.

Το MC S είναι ένα αμαξίδιο με **ηλεκτρική γωνία καθίσματος** εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Είναι κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και μικρόσωμους. Με νέο σχεδιασμό καθίσματος και σκελετού έχει τέλεια οδηγική συμπεριφορά. Διαθέτει πολλές επιλογές από αξεσουάρ ώστε να καλύψει τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.



Στην τιμή του ICHAIR MC S περιλαμβάνονται:

- Τελική ταχύτητα 10km/h
- Ζάντες αλουμινίου
- Ηλεκτρική γωνία καθίσματος
- Υποδοχή βάσης κινητού τηλεφώνου
- Διπλή είσοδος φόρτισης USB
- Πλαϊνά με προστατευτικά στο χρώμα του σκελετού
- Ζώνη
- Μπαταρίες & φορτιστής
- Ενεργός LED φωτισμός (εμπρός και πίσω)
- Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD
- Ρυθμιζόμενη βάση χειριστηρίου καθ' μήκος και ύψος
- Διαιρούμενα & προσθαφαιρούμενα υποπόδια ή κεντρικό μονό υποπόδιο.



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD



Ζώνη ασφαλείας



Πλαϊνά προστατευτικά



Κεντρικό μονό υποπόδιο (επιλογή)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	300 - 440	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	840
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	300 - 400	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	89
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	390 / 440	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	75
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	250 - 350	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	200
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	180 - 250	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	420 - 470	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	790	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2x180 / 2x300
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	970	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		45Ah / 73ah
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	580	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	6 / 12
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	890 - 925	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	40
ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	790	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	610	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 22°
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	mm	190x50 (8")	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 10°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ	mm	235x70 (12,5")	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-5° έως +35°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

Αξεσουάρ:



Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος καθ' ύψος 200mm και ηλεκτρική κλίση καθίσματος 0° έως +30°



Προσκέφαλο

Χρώματα

Matt black
Structure
CODE 207



Sun yellow
CODE 214



Magic blue
CODE 186



Red metallic
CODE 227



Lemon reflex
CODE 180



Polar white
CODE 212

