

Άνετο και με πλούσιο εξοπλισμό!

Το SCRUBBY είναι ένα παιδικό ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο με πλούσιο εξοπλισμό.

Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος καθώς και ρυθμιζόμενο φάρδος και βάθος καθίσματος.

Το SCRUBBY παρέχει την καθημερινή ελευθερία και άνεση σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους!



Περιγραφή του SCRUBBY

- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
- Ζάντες αλουμινίου.
- Διαιρούμενα και αφαιρούμενα υποπόδια.
- Σκελετός αλουμινίου.
- Ρυθμιζόμενο βάθος και πλάτος καθίσματος.
- Αναδιπλούμενη πλάτη.
- Ζώνη.
- Μαξιλάρι.
- Υποβραχιόνια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
- Υποπόδια με ρυθμιζόμενο μήκος.
- Πλήρες σετ φώτα.
- Αντιανατρεπτικό.
- Τροχοί εμπρός 9"
- Τροχοί πίσω 14"
- Χειριστήριο που προσαρμόζετε δεξιά ή αριστερά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρες	2x300 W
Μπαταρίες	2x50 Ah
Μέγιστη ταχύτητα	12 km/h
Αυτονομία (υπό ιδανικές συνθήκες)	25 km
Ακτίνα περιστροφής	95 cm
Μήκος	100 cm
Πλάτος	56 cm
Βάρος αμαξιδίου	83 kg
Μέγιστο βάρος χρήστη	80 kg