

Καινοτόμο και μοντέρνο!

Το αναβαθμισμένο παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο SUPRA 2.0 με τις καινοτόμες λύσεις και το μοντέρνο design ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη και η πολλαπλές ρυθμίσεις που παρέχει το επιτρέπουν να προσαρμοστεί στο σώμα του παιδιού σας.

Ο ελαφρύς σκελετός αλουμινίου το κάνουν το ιδανικό αμαξίδιο για όλες τις ασχολίες.

Σχεδιάζετε και κατασκευάζετε στην Γερμανία.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	Μέγεθος 1	Μέγεθος 2	Μέγεθος 3
Πλάτος καθίσματος (SUPRA 2.0)	24 - 34 cm	28 - 38 cm	28 - 44 cm
Πλάτος καθίσματος (SUPRA 2.0 Abdu)	24 - 34 cm	28 - 38 cm	28 - 38 cm
Βάθος καθίσματος	19 - 34 cm	20 - 39 cm	25 - 44 cm
Υψος καθίσματος	36 - 45 cm	38 - 47 cm	43 - 51 cm
Κλίση καθίσματος (ρυθμιζόμενη)	0° to +10°	0° to +10°	0° to +10°
Υψος πλάτης	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm
Κλίση πλάτης	70° to 115°	70° to 115°	70° to 115°
Κλίση ρυθμιζόμενης πλάτης	70° to 130°	70° to 130°	70° to 130°
Μήκος υποποδίου	16 - 40 cm	19 - 41 cm	23 - 46 cm
Κλίση υποποδίου	-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°
Διάμετρος πίσω τροχού	20", 22"	20", 22", 24"	22", 24"
Διάμετρος εμπρός τροχού	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Κάμπερ	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Βάρος Χρήστη	60 kg (για πλάτος 24-32)	80 kg (για πλάτος 34-38)	100 kg (για πλάτος 40-44)

Τεχνικά καινοτόμο και αρθρωτό

Ως διάδοχος του SUPRA, το SUPRA 2.0 διατηρεί τον καινοτόμο σχεδιασμό του ρυθμιζόμενου σκελετού με επιπλέον επιλογές. Πλέον για να ρυθμιστεί το αμαξίδιο στις απαραίτητες διαστάσεις δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποιο εξάρτημα αλλά μόνο να χαλαρώσει και να μετακινηθεί.

Επιπλέον το καινοτόμο ρουλεμάν του πιρουνιού επιτρέπει την ρύθμιση της γωνίας με μόνο ένα παξιμάδι ώστε το αμαξίδιο να μετακινείται με ευκολία και ευστάθεια.