



MG 99 MASSAGE GUN compact Βαθύ μασάζ ιστών



5 intensity levels



5 επίπεδα έντασης

4 massage attachments



4 εξαρτήματα μασάζ για εξατομικευμένη χρήση

powerful trigger point massage



Ισχυρό και καταπραϊντικό μασάζ σε στοχευμένα σημεία



- Μασάζ μυών για στοχευμένη ενεργοποίηση και αναγέννηση
- 4 εξαρτήματα μασάζ για εξατομικευμένη χρήση
- **5 επίπεδα έντασης:**

Επίπεδο έντασης 1: 1800 παλμούς ανά λεπτό ή 30 Hz

Επίπεδο έντασης 2: 2100 παλμούς ανά λεπτό ή 35 Hz

Επίπεδο έντασης 3: 2400 παλμούς ανά λεπτό ή 40 Hz

Επίπεδο έντασης 4: 2700 παλμούς ανά λεπτό ή 45 Hz

Επίπεδο έντασης 5: 3000 παλμούς ανά λεπτό ή 50 Hz

- Ενδυνάμωση και αναγέννηση - γρήγορα και εύκολα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις περιοχές των μυών
- Λυχνίες LED για εμφάνιση της κατάστασης της μπαταρίας και του επιπέδου της έντασης
- Συμπαγής, διακριτικός σχεδιασμός
- Εντυπωσιακά ελαφρύ και εργονομικό
- Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου για έως και 5 ώρες χρήσης
- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 16.4 x 5.8 x 18.4 εκ. (χωρίς τα εξαρτήματα)
- Βάρος: 620 γραμ. (χωρίς τα εξαρτήματα και τον φορτιστή)
- 3 χρόνια εγγύηση

