

AIRpad



Εργονομικό μαξιλάρι αέρος κατά των κατακλίσεων.



Το **AIRpad** αποτελείτε από ένα **θάλαμο αέρος** και από το πρωτοποριακό υλικό **Visco** (ελαστική βισκόζη) διασφαλίζοντας την απόλυτη άνεση και ευελιξία.

Το μαξιλάρι **φουσκώνει μόνο του** ανοίγοντας την βαλβίδα χωρίς να απαιτούνται επιπλέον εργαλεία ή τρόμπα.

Προσαρμόζεται τέλεια στο σχήμα του σώματος, επιτρέποντας την σπονδυλική στήλη να ξεκουραστεί στη φυσική της θέση και έτσι αποτρέπει την εμφάνιση ή την επιδείνωση υπάρχουσας **σκολίωσης**.

Το κάλυμμα του αφαιρείτε και **είναι αεριζόμενο κατά των κατακλίσεων** σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΡΥΑΡ (Ευρωπαϊκός οργανισμός ενημέρωσης και αντιμετώπισης των κατακλίσεων).

Διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών, έχει αντιολισθητική κάτω πλευρά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα έως και 150Kg.



Διαθέσιμα μεγέθη

ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
38 cm	40 cm	8 cm	680 g
40 cm	40 cm	8 cm	720 g
43 cm	40 cm	8 cm	760 g
43 cm	43 cm	8 cm	830 g
45 cm	40 cm	8 cm	800 g
45 cm	45 cm	8 cm	860 g
48 cm	43 cm	8 cm	880 g